

## SCARICO DELLE PRESSIONE DELL'AVAMPIEDE E/O MESOPIEDE

### INDICAZIONI:

- ferite ed ulcerazioni all'avampiede;
- fratture all'avampiede;
- stati infiammatori o dolorosi dell'avampiede.

| CODICE | MISURA                 | CARATTERISTICHE                      |
|--------|------------------------|--------------------------------------|
| P0500  | 35-48<br>ogni 2 taglie | Nylon nero, suola rigida a barchetta |




Indicata per:


**DIABETICO**  
FASE  
ACUTA

### CARATTERISTICHE:

- **suola rigida a barchetta fully rocker** per immobilizzare le articolazioni metatarso-falangee;
- altezza della suola ridotta per evitare problemi posturali all'altro arto;
- contrafforti stabilizzanti per una maggior stabilità e controllo del retropiede;
- **volume maggiorato per piedi gonfi o bendati;**
- apertura totale per facilitare la calzata;
- predisposta per l'inserimento di una soletta Modus o una soletta Zero.



TD + Zero  
Lab Novel, 2007



Scarpa in talismo  
standard

kPa  
300.00  
220.00  
150.00  
100.00  
60.00  
40.00  
15.00



Soletta Modus