

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 05.06.2010	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MO330x	Lettino da visita medica LYBRA
--------	--------------------------------

*Destinazione d'uso*

Dispositivo destinato all'utilizzo in diagnosi medica.

**Caratteristiche principali**

Letto da visita medica, struttura in tubolare di acciaio cromato rotondo Ø da 35mm, gambe Ø 30mm con montaggio ad innesto rapido senza strumenti. Schienale regolabile e rivestimento in similpelle lavabile ed Autoestinguente.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34873
Codice di classificazione CND	V0801

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Peso Max	150 Kg

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle

**DIMENSIONI**

Altezza	185 x 60 x 79 cm
Tubo	Diametro 38/35mm

**VARIANTI**

MO330BL – Blu	MO330B – Bianco
MO330N – Nero	