

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 01 – 05.06.2010 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| MO333x | Lettino da visita medica RYGEL |
|---------------|---------------------------------------|

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato all'utilizzo in diagnosi medica.

Caratteristiche principali

Struttura in tubolare di acciaio verniciato rettangolare 38x25mm. Gambe a tubolare ovale 45x25mm. Schienale regolabile e rivestimento in similpelle lavabile ed Autoestinguente.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Fabbricante ai sensi 93/42 | <i>MORETTI S.P.A.</i> |
| Paese di produzione | <i>CINA</i> |
| Classe di dispositivo 93/42 | <i>Classe I</i> |
| Codice di classificazione GMDN | <i>34873</i> |
| Codice di classificazione CND | <i>V0801</i> |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------|--|
| Confezionamento | <i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i> |
|------------------------|--|

MATERIALI PRINCIPALI

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Struttura | <i>Acciaio</i> |
| Rivestimento | <i>Poliuretano – Similpelle</i> |

DIMENSIONI

| | |
|----------------|--------------------------|
| Altezza | <i>185 x 60 x 79 cm</i> |
| Tubo | <i>38x25mm / 45x25mm</i> |

VARIANTI

| | |
|----------------------|------------------------|
| MO333BL – Blu | MO333B – Bianco |
| MO333N – Nero | |