

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 27.04.2010	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MO715	Letto in legno
<i>Destinazione d'uso</i>	
Letto per pazienti per fisioterapia, massaggi o visita medica	
Caratteristiche principali	
Letto di colore verde per fisioterapia, massaggi, visita medica. Struttura in noce Baja. Testata ad inclinazione regolabile. Imbottitura in gommapiuma ad alta densità D25. Rivestimento in sky lavabile ed AUTOESTINGUENTE.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	34873
Codice Classificazione CND	V0801
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	150 Kg
Dimensioni	189 x 75 x 75 Cm
Peso	35 Kg
Confezionamento	Scatola di cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Legno noce baja
Piano	Imbottito rivestito in Skai lavabile
ACCESSORI OPZIONALI	
MO728	Portarotolo