

## ELBOW art. TO2107

taglia

| XS | S | M | L | XL | XXL |
|----|---|---|---|----|-----|
|----|---|---|---|----|-----|

|     |       |       |       |       |     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| <21 | 21/23 | 23/25 | 25/27 | 27/29 | >29 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|

circonferenza dell'avambraccio a 10 cm dal gomito

ambidestra

colore  
grigio

Tessuto interno  
in Resistex®  
con filo di Carbonio.

Tessuto esterno in  
Lycra Anti Snip,  
Indemagliabile e  
Traspirante.

Tiranti obliqui per vicariare  
**muscoli pronatori e su-  
pinatori.**

Tiranti longitudinali  
che emulano il sistema legamentoso laterale.

### Indicazioni

EPICONDILITE (TP, TENDINEA, MIOTENDINEA, MUSCOLARE) • INSTABILITÀ LATERALI LIGAMENTOSE • POAP (PARAOSTEOPATIE)  
• PREVENZIONE IN ATTIVITÀ RIPETITIVE DI AASS (MEDICINA DEL LAVORO) • BORSITI OLECRANICHE • POST-OP (SINTESI  
CHIRURGICHE CAPITELLO RADIALE • OLECRANO • PALETTA OMERALE).

In fase acuta si consiglia l'impiego abbinato al tutore TO2108 - EPIC.

