

B.R.I.D.G.E

IMMOBILIZZATORE DI SPALLA

art.TO2101


taglia

S/M | L/XL

fino a 90 | 90 e oltre
circonf. sottoascellare in cm

AMBIDESTRO

colore
nero



SPALLA

Caratteristiche

Struttura in materiale composito, leggera e resistente. Sistema BREVETTATO a "ponte" per evitare la compressione delle radici nervose. Imbottitura in evazote lavabile ed ipoallergenica. Fascia reggi braccio in nylon ultrasistente e regolabile. Fasce immobilizzatrici in vellutino regolabile a velcro. Supporto mano/polso e omerale in materiale morbido ed anatomico. Pelotta delta-pettorale. Ambidestro. Semplicissimo da applicare.

Indicazioni

FRATTURE COMPOSTE DELL'OMERO • DISTORSIONI DELLA SPALLA • LUSSAZIONI GLENO-OMERALI • POST-OPERATORIO DELLE TENORRAFIE DEL CAPO LUNGO DEL BICIPITE • TENDINITI E BORSITI • INSTABILITÀ ARTICOLARE A SEGUITO DI ARTROSCOPIA • ENDOPROTESI • AMPUTAZIONI • STIRAMENTO PASSIVO • LESIONE DEL NERVO RADIALE • TRAUMA DA COLPO DI FRUSTA • EMIPARESI • PRONTO SOCCORSO.