



# Streeter



## Caratteristiche tecniche della Streeter

							
Rosso (S)	46-57	74	20	53	34	4,7	50
Beige (M)	47-60	90	17	55	36	5	65
Verde (L)	60-73	96	21	59	40	5,7	80
Blu (XL)	72-90	102	21	63	43	6,4	90

Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5 cm e 1,5 kg)

## Streeter

Lo Streeter Vermeiren è stato sviluppato per facilitare l'apprendimento e il riapprendimento della deambulazione. Il particolare sistema delle ruote impedisce di andare indietro, incoraggiando l'utilizzatore a camminare in avanti.

Questo sistema è reversibile e può quindi essere adattato per andare o in avanti o indietro. Il telaio in alluminio si piega interamente per facilitare il trasporto ed il magazzinaggio.

## E'la carrozzina ad adeguarsi a voi, non il contrario

Da più di 53 anni Vermeiren ha un ruolo importante nello sviluppo e nella costruzione delle carrozzine.

Il nostro principale obiettivo è realizzare carrozzine che si adattino alle esigenze delle persone. Per questo motivo le carrozzine Vermeiren sono modulari e possono essere completate con molti accessori.

## Come scegliere il proprio Streeter

Per scegliere la misura corretta, è necessario accertarsi che le maniglie raggiungano l'altezza dei glutei dell'utente. Ogni Streeter è regolabile in altezza per un uso ottimale.

Ad ognuno il Suo Streeter:

Rosso (S) - Beige (M) - Verde (L) - Blu (XL)



## Reatime s.r.l.

Via Torino 5  
20039 Varedo (MI)  
Italia

Tél.: (0039) 0362 55 49 50

Fax: (0039) 0362 54 30 91

Visitate anche il nostro sito Internet: [www.reatime.it](http://www.reatime.it)

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.



**VERMEIREN**  
Mobilità illimitata