

Codice	Misura
<b>A9-35</b>	<b>35</b>
<b>A9-36</b>	<b>36</b>
<b>A9-37</b>	<b>37</b>
<b>A9-38</b>	<b>38</b>
<b>A9-39</b>	<b>39</b>
<b>A9-40</b>	<b>40</b>

Codice	Misura
<b>A9-41</b>	<b>41</b>
<b>A9-42</b>	<b>42</b>
<b>A9-43</b>	<b>43</b>
<b>A9-44</b>	<b>44</b>
<b>A9-45</b>	<b>45</b>
<b>A9-46</b>	<b>46</b>



### **Indicazioni**

Ciabatta indicata nel decorso post-operatorio, nel trattamento di lesioni ulcerative, traumi del piede o interventi chirurgici.

### **Descrizione**

Ciabatta con doppia apertura per favorire la calzatura e con chiusura a velcro regolabile.  
Tessuto tomaia in materiale anallergico, traspirante e lavabile.  
Suola con struttura monoblocco in mescola orto-assorbente e antiscivolo.  
Tomaia ancorata alla suola con collante a base di acqua (privo di solventi chimici) e con cucitura di tenuta sul bordo suola.  
Predisposta per l'inserimento di un plantare estraibile o di plantari personalizzati, realizzati per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione delle algie plantari.

Colore nero

### **Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### **Sicurezza**

La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.

In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:

PBB – Polibromobifenili

PBDE – Polibromobifenileteri

Piombo e suoi composti

Composti del Cromo Esavalente

Mercurio e suoi composti



Via della Pace, 21  
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy  
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## SCHEDA TECNICA

### Calzatura fisiologica ACTIVA 9

Rev. 01

Aprile 2009

#### **Pulizia**

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice. Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcool, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).

Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie.

Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

#### **Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

#### **Smaltimento**

I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono del tipo parzialmente ecologico.

Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti.

Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

#### **Produttore**

INTERMED S.r.l.  
Via della Pace, 21  
20098 S. Giuliano Milanese (MI)

**Codice CND**      **Y063303**

**N. Repertorio**    **79006**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE