

# Quasar Kid



**OFF CARRR**  
CARROZZINE Wheelchairs



Maniglie per accompagnatore dritte regolabili in altezza  
Straight height adjustable pushing handles for assistant



Maniglie per accompagnatore abdotte regolabili in altezza  
Abducted height adjustable pushing handles for assistant



Asse regolabile  
Adjustable centre of gravity axle



Manigliere per accompagnatore regolabile in altezza (optional)  
Height adjustable pushing bar for assistant (optional)



Minimo ingombro  
Takes up less space



Porta oggetti (optional)  
Pocket under the seat (optional)



Antiribaltamento girevole  
Revolving anti-tip device



Carrozzina superleggera a telaio fisso in titanio.  
Telaio regolabile per ricercare facilmente il giusto assetto per il bambino, dotato di schienale abbattibile e ruote ad estrazione rapida per minimizzare l'ingombro durante il trasporto.  
La carrozzina viene fornita di serie con le maniglie regolabili in altezza per accompagnatore ed un antiribaltamento.

*Titanium ultra lightweight rigid wheelchair.  
Adjustable rear wheel axle position to find the right set-up for the kid, supplied with folding down back-rest and quick-release rear wheels to reduce the total wheelchair volume during the transport. The basic configuration includes height adjustable pushing handles for assistant and an anti-tip device, if chosen.*

m		1° o 4°		m		m		m		m		m		m	
24	41	47	34		26			A : min. 36							
26	43	49	36		28	25 - 27		max. 46							
28	45	51	38		30	29 - 31		B : min. 40							
30	47	53	40		32	33 - 35		max. 48							
32	49	55	42	A : ~ 44	34	37 - 39		misure indicative							
34	51	57	44	B : ~ 63	36	41		approximate							
36	53	59	46					measurements							
													media		
													average		
													68		
													Seduta Seat 28x30cm 8,3 Kg con maniglie regolabili in altezza with height adjustable pushing handles		

Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.  
Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty