

Exelle Junior
 Con Exelle Junior, Progeo ridisegna la carrozzina attiva per bambini focalizzando l'attenzione sull'innovativo design, sulla personalizzazione della postura anche in funzione della crescita del bambino.



38

innovazione evoluzione design



Versione con telaio standard con lunghezza e profondità seduta regolabili accessorizzata con alcuni optional



Versione con telaio posteriore Dynamic (optional)




Carrozzina chiusa estremamente compatta



Ruota antiribaltamento girevole ed estraibile (opzione gratuita)



Telaio posteriore Dynamic (optional) con sistema multiregolazione ruota posteriore schienale regolabile in inclinazione e spondina rotativa



Telaio posteriore standard con molleggiata possibilità di regolazione




















Telaio abdotto con pedana unica o sdoppiata



Amplia regolazione dell'altezza anteriore mantenendo lo stesso gruppo forcella/ruota anteriore

DATI TECNICI

	Tipologia carrozzina superleggera con sistema di chiusura a crociera per uso interno ed esterno		Angolo schienale Telaio posteriore std 90° alla seduta
	Larghezza seduta 27 - 30 - 33 - 36 - 39 cm		Telaio posteriore Dynamic da 81° a 99° alla seduta Regolabile
	Profondità seduta 30° - 32,5° - 35° - 37,5° - 40 cm Regolabile		Campanatura Telaio posteriore std 0° - 1,5° - 3°
	Altezza seduta Ant. 48 cm (std) Post. 44 cm (std) Regolabile		Telaio posteriore Dynamic 0° - 1,5° - 2° - 4°
	Distanza pedana Regolabile		Carico massimo 125 kg
	Altezza schienale Da 30 a 54 cm Regolabile		Peso carrozzina 10,2 kg circa (conf. più leggera) 10,9 kg circa (conf. std)
	Angolo telaio ant. 100°		Peso solo telaio 7,8 kg circa (conf. più leggera) 8,5 kg circa (conf. std)
	Lunghezza totale 75 cm circa (conf. std)		Inquadratura 26 cm circa (con campanatura 0°)
	Larghezza totale Largh. seduta + 17 cm (con campanatura 0°)		