

JOKER ZERO JUNIOR

Joker Zero Junior
Joker Zero Junior, una
carrozzina a telaio rigido
estremamente leggera e
compatta che permette al
bambino di esprimere al
meglio la propria dinamicità.



36

**innovazione
adattabilità
versatilità**



Joker Zero Junior accessorata
con alcuni optional



Vista frontale



Ingombro ridotto senza
ruote posteriori e
schienale abbattuto

Pedana sdoppiata alzabile

















Pedana unica alzabile



Struttura posteriore con asse in titanio e
spondina rotativa, regolazione altezza ed
assetto a scorrimento

DATI TECNICI

	Tipologia carrozzina superleggera a telaio rigido per uso interno ed esterno		Angolo schienale Da 74° a 94° alla seduta Regolabile
	Larghezza seduta 27 - 30 - 33 - 36 - 39 cm		Campanatura 0° - 2° - 4°
	Profondità seduta 30° - 32,5° - 35° - 37,5° - 40 cm		Carico massimo 125 kg
	Altezza seduta Ant. 48 cm (std) Post. 44 cm (std) Regolabile		Peso carrozzina 8,8 kg circa (conf. più leggera) 10,0 kg circa (conf. std)
	Distanza pedana Regolabile		Peso solo telaio 6,2 kg circa (conf. più leggera) 7,0 kg circa (conf. std)
	Altezza schienale Da 24,5 a 47 cm Regolabile		Angolo telaio ant. Alluminio 90° - 100° - 110° Carbonio 90° - 95°
	Lunghezza 75 cm circa (conf. std)		Larghezza totale Largh. seduta + 17 cm (con campanatura 0°)