

SCHEDA TECNICA N° 113

NOME PRODOTTO SCOOTER VITA S12

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scooter Vita con linee moderne ed eleganti che lo rendono adatto alle persone di tutte le età. La dotazione di serie, prevede luci a led, segnalatori acustici, display a cristalli, regolazioni della seduta e del piantone dello sterzo.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1421R9051	Scooter Vita S12 Titanio
1421R9058	Scooter Vita S12 Nero
94018036	cestino posteriore
79094013	borsa posteriore
94219001	cestino anteriore
94018058	Borsa + portabastone
CESM03G-S12 grigio	Cappottina
94018069	Tendalino parasole
94088010	portastampelle
S37-005-00800	Portabastone
94018027	Porta Bombola Ossigeno

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. NO. 6, ROAD 25, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG. TAIWAN R.O.C.408	Eurom-service ldt. Helmholtzstr. 2-9 D-10587 Berlin, Germany

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BIANCO - TITANIO
Dimensioni	Ingombro larghezza: 72 cm Profondità totale: 141 cm Altezza sedile da terra: 75 cm Altezza sedile- pedana: 50 cm Altezza pedana terra: 25 cm Larghezza seduta: 50 cm Velocità massima: 15 km/h Pendenza massima: 6° Autonomia: 26 km Ruote anteriori: 100/60-8 Ruote posteriori: 115/55-8
Peso	156 KG
Portata massima	160 KG
Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 da 12 V 75 Ah Motore: 4 Poli da 700W 25:1 Centralina: S-Drive 120A
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio