

SPRINGER



Colori



C67
Arancio



C66
Blu

- Facile da manovrare all'interno ed all'esterno
- Sedile con lift per un miglior accesso ed integrazione sociale
- Look moderno e curato



Rotelline antiribaltamento articolate

Luci a LED anteriori e posteriori




Altezza da terra nella parte inferiore mm 80

Ruote lisce anteriori e grandi ruote posteriori tassellate

4 ammortizzatori regolabili



2x12V-38Ah 2x200W o 2x350W 6 km/h 23 km 10°/17% 70 1400



600 260-380 160-270 530-810*
*con elevazione del sedile 310-370 370-490 15° -5/+55° 1010 80
90 con elevazione del sedile 100
50 con elevazione del sedile

Misure in mm, pesi in kg. Tolleranza nelle misure 15 mm e 1,5 kg soggetta a modifiche tecniche.



Reatime s.r.l. - Viale delle Industrie 5 - 20020 Arese (MI) - Italia
Tel.: +39 02 99 77 07 - Fax: +39 02 93 58 56 17
www.reatime.it - info@reatime.it

