

La scienza della postura

JAY ha oltre trent'anni di esperienza nel campo della postura e ha sviluppato ricerche approfondite sugli utenti, utilizzando database antropometrici, mappe delle pressioni e una grande conoscenza dei materiali.



Realizzato con i materiali più moderni e con la più approfondita ricerca clinica ed ergonomica, Jay Lite è il cuscino ideale per l'utente attivo.

Alte prestazioni e facili trasferimenti

Con un peso di soli 780 grammi per il modello di dimensioni 40x40 cm, JAY LITE è uno dei cuscini per la redistribuzione della pressione più leggeri disponibili sul mercato.



JAY LITE risolve anche altri problemi fondamentali per l'utente attivo.


Eccellente distribuzione della pressione

La tecnologia antropometrica Optiwell™, combinata con la base modellata sulle forme ischiatiche di JAY LITE, garantisce una redistribuzione delle pressioni dalle prominenze ossee della zona pelvica verso i trocanteri e le gambe.

Lo strato rigido Oletex® insieme allo strato morbido in schiuma EVA assicura comfort senza compromettere la stabilità della seduta, essenziale per l'utente attivo.

Pronti per l'azione

JAY LITE è disponibile in 44 misure e in due versioni. La base standard garantisce comfort, redistribuzione della pressione, dispersione del calore e dell'umidità per la maggior parte degli utenti. Per coloro che richiedono una maggiore stabilità, l'opzione di posizionamento offre un sostegno laterale e centrale per le gambe.



Dispersione del calore e dell'umidità insuperabili

Quando si conduce uno stile di vita attivo è importante riuscire ad eliminare il disagio creato dallo sviluppo di calore corporeo.

JAY LITE risponde a questa esigenza con l'impiego delle nuove fodere microclimatiche 3DX™ "extra" e di una base Olotex® traspirante in schiuma porosa e ventilata.



La freschezza si sente e si vede

Al comfort e al corretto posizionamento dell'utente per tutto il giorno, JAY LITE aggiunge anche un design elegante. Le caratteristiche principali del prodotto, fra cui la base antiscivolo, gli intagli per lo schienale e la comoda maniglia, garantiscono che il cuscino non si muova durante le operazioni di trasferimento.

Specifiche tecniche

44 misure da 35x35 cm a 60x60 cm

Portata massima: 113 kg

Peso del cuscino 780 g per misura 40x40 cm - profilo standard

Altezza del cuscino: 7 cm

Ringraziamo Tarek Rasouli per la sua partecipazione alla realizzazione di questa brochure.

Per ulteriori informazioni o l'indirizzo del rivenditore più vicino, registratevi oggi stesso sul sito www.jay-seating.com





JAY[®] LITE

Vivi la leggerezza...

LEGGERO a partire da soli 780 grammi* con base Olotex®
FRESCO dispersione dell'umidità e del calore con il tessuto traspirante 3DX™
ATTIVO "pronti per partire" con la tecnologia Optiwell™
oltre a 44 misure e opzioni di posizionamento

Volete ulteriori informazioni o dettagli sul rivenditore più vicino?
...registratevi oggi stesso sul sito www.jay-seating.com

*per dimensioni 40x40 cm; il modello 35x35 cm è ancora più leggero



Riduzione della
forza di reazione



Presegnatura



Stratificazione
e compattezza



Materiale
microclimatico



Capacità di
posizionamento



Riduzione della
tensione





JAY® LITE
Vivi la freschezza...