

Cuscino JAY Zip

Un cuscino confortevole, clinicamente efficace,
disegnato proprio per i bambini.



Il cuscino Jay Zip è stato progettato utilizzando dati antropometrici di utenti pediatrici, in modo tale da adattarsi alle caratteristiche uniche dei bambini. Il doppio strato di schiuma sagomata fornisce un elevato comfort ed un sostegno di media entità, il tutto in un cuscino comodo, pratico ed efficace.

Confortevole

- Doppio strato di schiuma sagomata
- Il tessuto 3DX di cui è costituita la fodera **facilita la circolazione dell'aria**
- Fodera esterna morbida ed elastica (disponibile anche in rosa e blu)



Pratico e Antimicrobico

Fodera esterna

- Lavabile in lavatrice, si asciuga velocemente
- Il tessuto X-static® impregnato di ioni d'argento inibisce in modo naturale la crescita dei batteri
- Strato extra di tessuto microclimatico per migliorare il comfort
- Materiale atossico sicuro

Fodera interna

- Facile da pulire
- Cerniera Aquaguard™ resistente all'umidità
- Il filo idrorepellente delle cuciture protegge la schiuma interna



Fodere interna ed esterna



Doppio strato di schiuma sagomata




Facile da lavare e da pulire

Larghezza cuscino

Profondità cuscino	cm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
20		■	■									
22		■	■	■								
24		■	■	■	■							
26		■	■	■	■	■						
28		■	■	■	■	■	■					
30		■	■	■	■	■	■	■				
32		■	■	■	■	■	■	■	■			
34		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
36		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
38		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
42		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
44		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
46		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Altezza (in cm)		Altezza massima
Anteriore	Posteriore	
5	4,5	6

Peso cuscino 30 x30 cm	0,9 kg
Portata massima	75 kg
Garanzia	2 anni



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.com