

**Fatturare a :**  
 Ragione sociale:  
 Via:  
 Città: C.A.P.  
 Provincia  
 Tel: Fax:



**Spedire a:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data Ordine:  
 Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)  
 Quantità richiesta:

- Ordine  
 Preventivo

- = Standard       = Opzione con sovrapprezzo  
 = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753**

**CODICE REPERTORIO DM: 100337/R**

**Codice di rimborso**

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

18.09.39.021      unità posturale tronco-bacino in combinazione  
 con un cuscino posturale

**Portata massima : 136 Kg**

**Prezzo base: € 807,00**  
 (IVA al 4% esclusa)

**GUIDA ALL'ORDINE**

- 1: Determinare la curvatura dello schienale in base alle necessità di sostegno laterale dell'utente
- 2: Determinare il livello di intervento, ossia la porzione di colonna che lo schienale dovrà coprire
- 3: Individuare la misura, basandosi sulla larghezza del tronco dell'utente nel punto di applicazione dello schienale

**MATRICE DELLE MISURE**



		SC Shallow contour				PDC Posterior Deep Contour			
Misura schienale:		36 cm	41 cm	46 cm	51 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Misure di montaggio:		36-40 cm	41-45 cm	46-50 cm	51-56 cm	36-40 cm	41-45 cm	46-50 cm	51-56 cm
Medio toracico <b>MT</b> Altezza 38 CM		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		JEBSCMTT36	JEBSCMTT41	JEBSCMTT46		JEBPDCMTT36	JEBPDCMTT41	JEBPDCMTT46	
<i>Possibilità di applicare supporti laterali e appoggiatesta</i>									
Alto toracico <b>UT</b> Altezza 46 CM		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		JEBSCUTM36	JEBSCUTM41	JEBSCUTM46	JEBSCUTM51	JEBPDCUTM36	JEBPDCUTM41	JEBPDCUTM46	JEBPDCUTM51
<i>Possibilità di applicare supporti laterali, appoggiatesta e bretellaggi</i>									
Altezza spalle <b>SH</b> Altezza 53 CM		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		JEBSCSHS36	JEBSCSHS41	JEBSCSHS46	JEBSCSHS51	JEBPDCSHS36	JEBPDCSHS41	JEBPDCSHS46	JEBPDCSHS51
<i>Possibilità di applicare supporti laterali, appoggiatesta e bretellaggi</i>									

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**APPOGGIATESTA**

Per gli appoggiatesta fare riferimento al catalogo WHITMYER

J3EUHM    □ Piastra universale per appoggiatesta    (necessaria per montare appoggiatesta diversi da Whitmyer)    € 40,00

**SUPPORTI LATERALI**

		Altezza							
		Laterale Sinistro			Laterale Destro				
		cm	10	12	15	10	12	15	
Laterale Fisso (1)	Larghezza	10	J3LAT1010FXLH	J3LAT1012FXLH	J3LAT1015FXLH	J3LAT1010FXRH	J3LAT1012FXRH	J3LAT1015FXRH	€ 149,00 (pezzo)
		15	J3LAT1510FXLH	J3LAT1512FXLH	J3LAT1515FXLH	J3LAT1510FXRH	J3LAT1512FXRH	J3LAT1515FXRH	
Swing Away (2)	Larghezza	10	J3LAT1010SALH	J3LAT1012SALH	J3LAT1015SALH	J3LAT1010SARH	J3LAT1012SARH	J3LAT1015SARH	€ 149,00 (pezzo)
		15	J3LAT1510SALH	J3LAT1512SALH	J3LAT1515SALH	J3LAT1510SARH	J3LAT1512SARH	J3LAT1515SARH	

(1) ISO 18.09.39.148    (2) ISO 18.09.39.151

**BRETELLAGGI**    (disponibili solo dove indicati nella pagina 1)

		Misura	S	M	L	XL	
J3HRNPASw*	□ Fascia pettorale imbottita	ISO 12.24.06.136	□	□	□	□	€ 106,00
J3HRNCOHw*	□ Bretellaggio con apertura centrale	ISO 18.09.39.145	□	□	□	□	€ 120,00

**ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO**

		cm larghezza	36	41	46	51	
J3SPNSLww *	□ Supporto lombare piccolo	(1 pezzo già incluso in tutti gli schienali)	□	□	□	□	€ 10,00
J3SPNLLww *	□ Supporto lombare grande	(1 pezzo già incluso in tutti gli schienali)	□	□	□	□	€ 14,00
J3SPNWEww *	□ Cuneo		□	□	□	□	€ 15,00

\* indicare la larghezza dello schienale

**NOTE**

<b>Prezzo base (IVA al 4% esclusa)</b>	<b>€ 807,00</b>
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
<b>Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)</b>	

Sunrise Medical S.r.l. Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 573111    E-mail: ordini@sunrisemedical.it Fax. +39 0523 570060	Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet <a href="http://www.SunriseMedical.com">www.SunriseMedical.com</a> © Sunrise Medical    2/2
--	--