



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Scooter Martin

Fabbricante

WU'S TECH CO.LTD

NO 31 VSIP II, ROAD, VSIP II, Ben Cat, Binh Duong Province
Vietnam



Descrizione

Scooter dotato di display che mantiene l'utente informato del tempo, della temperatura, velocità e distanza percorsa.
Sedile completamente regolabile, confortevole con poggiatesta e braccioli regolabili
Sospensioni anteriori e posteriori indipendenti per maggiore stabilità
Allarme sonoro per retromarcia
Velocità max 10 Km / h

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	1200 x 580 x 1030 mm
Peso con batterie	92,5 kg
Peso senza batterie	68,5 kg
Batterie	36 AH (50AH opzionale)
Caricabatterie	CTE 4A
Pneumatico anteriore	PNEUMATICO 300-4, 10"
Pneumatico posteriore	PNEUMATICO 300-4, 10"

Sistema di trazione	Trazione posteriore (con differenziale di marcia)
Impianto frenante	Freni elettromagnetici
Pendenza massima superabile	8°
Autonomia	40 Km
Capacità massima di carico utente	160 Kg
Velocità max	10 Km/H
Colore	Rosso/Blu

Codice

- M4JRH/10/11
- M4JRH/10/51

Data di emissione

Descrizione

- SCOOTER MARTIN 10KM/H COL.ROSSO
- SCOOTER MARTIN 10KM/H COL.BLU

11/03/2013