

SUPPORTO SOTTOROTULEO

Art. 045

Fascetta sottorotulea con pressore interno, particolarmente adatto durante la pratica di attività sportive, previene solleciti diretti al tendine rotuleo. Ideale in caso di infiammazioni articolari causate da traumi, stress o sforzi eccessivi.



Indicazioni

- Patologie: Apofisite - Condromalacia - Artralgia patellofemorale - Ginocchio del saltatore.
- Fase riabilitativa: In riabilitazione avanzata post-operatorio per legamenti.

Caratteristiche

Ambidestro. No Neoprene. Colore Blu.

Benefici


Estremamente semplice da posizionare e regolare grazie all' esclusivo sistema di chiusura brevettato New Edge Line.

Componenti specifici

Per la sua realizzazione sono stati utilizzati due diversi tipi di tessuto elastico in abbinamento tra loro: un soffice velluto di cotone nella parte interna, estremamente confortevole e traspirante; all'esterno un particolare tessuto composto da una fitta rete di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti al fine di permettere l'ancoraggio del Velcro.



100% COTONE SULLA PELLE



New EDGE[®]
LINE

Size	REG	EXT
Circonferenza del ginocchio CM (10 CM sotto la rotula)	29-40	37-55