

COSCIALE CON PRESSORE

Art. 080

Fascia completamente apribile. L'esclusivo sistema di chiusura brevettato da Pavis, consente una facile applicazione ed un'ampia regolazione è dotato di un pressore interno da posizionare sul punto di contrattura, stiramento o strappo del muscolo quadricipite (o bicipite femorale), al fine di esercitare una pressione costante sulle fibre muscolari lese per alleviare il dolore e favorirne la guarigione.



Indicazioni

- Patologie traumatiche: Contratture - Stiramenti e strappi del muscolo quadricipite.
- Particolarmente indicato durante la pratica di attività sportive.

Caratteristiche

Colore BLU. Ambidestro. NON CONTIENE NEOPRENE.

Benefici


Completamente apribile, si indossa e si posiziona con estrema semplicità. Compressione regolabile grazie all' esclusivo sistema di chiusura New Edge Line

Componenti specifici

Per la sua realizzazione sono stati utilizzati due diversi tipi di tessuto elastico in abbinamento tra loro: un soffice velluto di cotone nella parte interna, estremamente confortevole e traspirante; all'esterno un particolare tessuto composto da una fitta rete di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti al fine di permettere l'ancoraggio del Velcro.



Particolare del pressore interno



100% COTONE SULLA PELLE



New EDGE
LINE

Size	REG	EXT
Circonferenza della coscia CM	40-60	60-90

COSCIALE CON PRESSORE

Art. 080

Come si indossa

Indossare a diretto contatto della pelle seguendo le illustrazioni indicate.

