

## CAVIGLIERA PER CONTENIMENTO REGOLABILE

### Art. 010

Cavigliera regolabile per contenimento. Esercita una compressione costante aiutando il riassorbimento dei liquidi in caso di versamenti della capsula articolare.



### Indicazioni

- Patologie traumatiche: Ematomi - Versamenti articolari.

### Caratteristiche


Colore BLU. Ambidestra. Taglia unica.

### Benefici

Grazie al suo sistema di chiusura a velcro è possibile ottenere un'infinità di regolazioni in funzione dei differenti carichi di tensione desiderati. Completamente aperta per rendere l'applicazione semplice e indolore.

### Componenti specifici

Per la sua realizzazione è stato stato utilizzato un particolare abbinamento di due tessuti: un soffice velluto di cotone nella parte interna, estremamente confortevole e traspirante; all'esterno un particolare tessuto composto da una fitta rete di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti al fine di permettere l'ancoraggio del velcro.



100% COTONE SULLA PELLE

**New EDGE**  
LINE

Size

Misura unica

# CAVIGLIERA PER CONTENIMENTO REGOLABILE Art. 010

## Come si indossa

Indossare a diretto contatto della pelle osservando le istruzioni in figura.

