

TUTORE DEL POLLICE

Art. 035

Tutore per l'immobilizzo del pollice: l'esclusivo ed innovativo sistema RIZOFIX immobilizza il pollice dall'interno lasciando libera la parte dorsale del dito. La superficie a contatto della pelle è ridotta al minimo, salvaguardando il pollice in caso di lesioni esterne o medicazioni post-intervento. Il particolare sistema di chiusura New Edge consente di personalizzare questo tutore secondo un'infinità di esigenze di misura e di compressione individuali.



Indicazioni

- Patologie Traumatiche: distorsioni-fratture carpo/metacarpo-tendiniti dei tendini flessori/estensori del pollice-contusioni da schiacciamento.
- Patologie Degenerative: rizoartrosi-sindrome del tunnel carpale-osteoartrosi-artrosi-artrite reumatoidea del pollice.
- Fase Riabilitativa: scarico del muscolo tendineo post-trauma e post-operazione.

Caratteristiche

Innovativo sistema di immobilizzo del pollice RIZOFIX, brevettato a livello internazionale. Esclusivo tessuto anallergico e traspirante, 100% cotone sulla pelle Colore blu.



New RIZOFIX System

Benefici


AMBIDESTRO. Completamente apribile, permette un'applicazione facile e indolore. NON CONTIENE NEOPRENE.

Componenti specifici

Lo strato a contatto con la pelle è composto da un velluto di cotone 100%, confortevole al tatto, che garantisce alla pelle la libera traspirazione. Lo strato esterno è costituito da una maglia di nylon resistente sulla quale aderiscono perfettamente le bande di velcro del sistema di chiusura.



100% COTONE SULLA PELLE



New EDGE[®]
LINE

| Size | SMALL | REG | EXTRA |
|--|-------|-------|-------|
| Circonferenza del palmo (ambidestro) CM | 13-19 | 19-24 | 24-30 |