

POLSIERA SEMPLICE ELASTICA MONOMISURA Art. 030

Supporto di protezione del polso in caso di lesioni muscolari e/o infiammazioni articolari o tendinee causate da piccoli traumi. Completamente aperta, è facile da indossare afferrando il codino di tessuto appositamente predisposto.



Indicazioni

- Patologie traumatiche : Tendiniti - Borsiti.
- In fase riabilitativa avanzata per sostenere il polso.
- Ottima durante la pratica di attività sportive.

Caratteristiche

Colore BLU. Esclusivo tessuto PAVIS in cotone, anallergico e traspirante. 100% cotone sulla pelle. NON CONTIENE NEOPRENE. MISURA UNICA.




Benefici

Compressione personalizzabile. AMBIDESTRA.

Componenti specifici

Per la sua realizzazione sono stati utilizzati due tipi di tessuto in abbinamento tra loro: un soffice velluto di cotone nella parte interna, estremamente confortevole e traspirante; all'esterno un particolare tessuto composto da una fitta rete di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti al fine di permettere l'ancoraggio del velcro.



100% COTONE SULLA PELLE

New EDGE[®]
LINE

Size

Misura unica

POLSIERA SEMPLICE ELASTICA
MONOMISURA
Art. 030

Come si indossa

Indossare a diretto contatto della pelle; per posizionarlo, aiutarsi con l' apposito " cordino " .