

COMODA CON RUOTE

Codice	Descrizione
AB-52	Comoda con ruote

Descrizione

Comoda con ruote, due delle quali con freni di stazionamento, dotata di braccioli ribaltabili e pedane estraibili e regolabili in altezza. Copriseduta in ecopelle imbottita e vaso con coperchio in plastica.

Dati tecnici

Larghezza totale	56.5 cm
Distanza tra i braccioli	46 cm
Larghezza della seduta	44 cm
Profondità della seduta	41 cm
Dimensioni del foro	25.5 x 22 cm
Altezza della seduta	53 cm
Altezza dello schienale	89 cm
Altezza totale	95 cm
Peso	12.9 kg
Portata	120 kg

Materiali componenti

Struttura e braccioli	Acciaio
Supporto per seduta	Polietilene
Seduta, schienale e poggia-braccia	Ecopelle
Ruote	Gomma
Pedane poggia-piedi	Plastica
Fascia ferma-polpacci	Nylon

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Pulizia e manutenzione

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.

Verificare periodicamente il funzionamento dei freni di stazionamento e lo stato delle coperture in gomma delle ruote nonché la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y091203

Progressivo di registrazione: 330805

Produttore INTERMED srl

