

Codice	Descrizione
<b>AB-56</b>	Comoda con ruote

**Descrizione**

Comoda con ruote, due delle quali con freni di stazionamento, dotata di braccioli ribaltabili e pedane estraibili e regolabili in altezza. Copri-seduta in ecopelle imbottita, vaso con coperchio in plastica e paraspruzzi.

**Dati tecnici**

Larghezza totale	<b>56.5 cm</b>
Distanza tra i braccioli	<b>46 cm</b>
Larghezza della seduta	<b>44 cm</b>
Profondità della seduta	<b>41 cm</b>
Dimensioni del foro	<b>25.5 x 22</b>
Altezza della seduta	<b>53 cm</b>
Altezza dello schienale	<b>89 cm</b>
Altezza totale	<b>95 cm</b>
Peso	<b>12.9 kg</b>
<b>Portata</b>	<b>120 kg</b>

**Materiali componenti**

Struttura e braccioli	Acciaio
Supporto per seduta	Polietilene
Seduta, schienale e poggia-braccia	Ecopelle
Ruote	Gomma
Pedane poggia-piedi	Plastica
Fascia ferma-polpacci	Nylon

**Modalità di smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Pulizia e manutenzione**

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.

Verificare periodicamente il funzionamento dei freni di stazionamento e lo stato delle coperture in gomma delle ruote nonché la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND: Y091203**

**Progressivo di registrazione: 1360963/R**

**Produttore INTERMED srl**

**Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE**