



lumbo pull 70/72

Corsetto basso / alto in tessuto rigido con tiranti a trazione facilitata

lumbo pull 70

(Corsetto basso)

Cod.: PR1-90070

Taglia	S	M	L	XL
Circonf. bacino	70/85	85/100	100/115	115/130
Altezza anteriore	20	20	20	20
Altezza posteriore	26	26	26	26

lumbo pull 72

(Corsetto alto)

Cod.: PR1-90072

Taglia	S	M	L	XL
Circonf. bacino	70/85	85/100	100/115	115/130
Altezza anteriore	23	23	23	23
Altezza posteriore	31	31	31	31

dorsopull 74

(Schienale)

Cod.: PR1-90074

Taglia	XS	S	M	L
Distanza T1-L5	35/41	41/47	47/54	54/61

pad 10

(Pelota bassa cm 24 x 23)

Cod.: PR1-70010

pad 20

(Pelota alta cm 24 x 31)

Cod.: PR1-70020

INDICAZIONI

Lumbopull 70/72

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocuralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Solo Lumbopull 72: scoliosi degenerativa lombare
- Solo Lumbopull 72: spondilolisi con o senza listesi vertebrale

Dorsopull 74

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica



Headquarter:

ORTHO SERVICE AG
Rotzbergstrasse 7 · CH-6362 Stansstad (NW) · Switzerland
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6362 Stansstad (NW) · Switzerland

lumbo pull 70/72

Corsetti in tessuto rigido, alto e basso. L'intuito e l'ingegneria contro il dolore di schiena.



ORTHO SERVICE
RO+TEN

Take
care
feel
better



ORTHO SERVICE
RO+TEN

Take
care
feel
better

L'EFFICACIA E' UNA QUESTIONE DI SINERGIE

CONTENERE PER SOSTENERE, QUESTO E' IL SEGRETO

Il tratto lombare del rachide è sottoposto a un lavoro costante ed è quindi un punto nevralgico della colonna, spesso sede di dolore di varia entità. Che si tratti di una lombalgia transitoria o di un decorso post operatorio, la riduzione del peso che grava sulle vertebre, la limitazione del movimento e la postura corretta sono gli elementi che meglio favoriscono il recupero. **Lumbopull** raggiunge questi obiettivi sfruttando le leggi della fisica: crea un aumento della pressione endoadominale la quale da una parte favorisce la distensione della colonna, dall'altra crea un ostacolo del tutto naturale alla flessione, alla distensione e alla rotazione, pur conservando i movimenti necessari allo svolgimento delle attività quotidiane.

L'ampia zona velcrabile facilita l'aggancio anteriore dei tiranti nella posizione soggettivamente ottimale; le due pelotte anteriori sono saldate ad alta frequenza.

Tessuto rigido
e traspirante

IL SISTEMA E' QUELLO GIUSTO

L'azione contenitiva di **Lumbopull** è il risultato della sinergia tra il sistema di tiranti-cinghie-carrucole in serie e il tipo di tessuto applicato. La semplice trazione manuale dei tiranti, anche limitata da debolezza, aziona una forza equivalente al quadruplo di quella applicata, grazie alle carrucole in serie. A parità di trazione di un tutore normale, dunque, questo sistema quadruplica l'efficacia compressiva, distribuisce le forze in modo omogeneo e garantisce la stabilizzazione. La localizzazione delle carrucole e lo spazio tra i due supporti paravertebrali rinforzati consente anche una sensibilissima regolazione della circonferenza alle diverse altezze in prossimità del giro-vita.

Il tessuto, un accoppiato di rete tridimensionale e tessuto tecnico, contribuisce all'efficacia compressiva del tutore, pur garantendo traspirabilità e massimo comfort.

Lumbopull è disponibile nei 2 modelli alto e basso.



Carrucole in serie

Supporti paravertebrali rinforzati

Tiranti a trazione facilitata
e chiusura a Velcro®

Fibbie auto-orientanti



INSERTO ELASTICO POSTERIORE

Realizzato in morbido tessuto, protegge la cute dal contatto con le cinghie e permette l'applicazione a Velcro® dei diversi optional.



PLACCHE LOMBARI ALTE E BASSE (OPTIONAL)

Quando è necessario incrementare la rigidità della zona posteriore, basta applicare una delle due placche lombari opzionali tramite l'apposito Velcro®. Termoformate e rivestite dallo stesso morbido tessuto dell'inserto posteriore, sono modificabili a caldo per adattarsi perfettamente alla conformazione della zona lombare.



DORSOPULL: DA CORSETTO A TUTORE CON SPALLACCI

In quadri patologici che interessino anche il tratto del rachide toracico, il corsetto può diventare un tutore con spallacci, semplicemente abbinando lo schienale opzionale **Dorsopull** che è realizzato in tessuto imbottito e rinforzato all'interno da stecche automodellanti e da uno scheletro rigido modellabile. In questo caso la triangolazione tra la spinta dorsale e la contropinta su spalle e bacino non solo sostiene il rachide ma stimola l'organismo a ritornare alla postura fisiologica. All'occorrenza lo scheletro rigido può essere sfilato lasciando a sostegno del rachide le sole stecche automodellanti. Gli spallacci sono ad incrocio posteriore, imbottiti e anch'essi regolabili.

