

# C-PAP terapia del respiro

## Dispositivo a pressione costante positiva di aria



Cod. prodotto **LTK300** XT-FIT

Cod. prodotto **LTK305** XT-SENSE

- Funzione sveglia incorporata
- La scheda SD fornisce un modo semplice per registrare i dati del paziente e in remoto aggiornare l'impostazione di pressione
- Memorizzazione dei dati: dati di riepilogo 730 sessioni

Cod. prodotto **LTK310** XT-AUTO

- Algoritmo di auto-regolazione clinicamente testato
- Funzione limitatrice della pressione PVA
- Scheda SD e porta USB per il recupero dati di efficacia
- Funzione sveglia incorporata
- La memorizzazione dei dati: dati di riepilogo 730 sessioni  
dati di efficacia 18 sessioni (o 72 ore cumulative)



Fronte

Sezione interna

Retro LTK300

Retro LTK305

Retro LTK310

La serie XT ha un design palmare, compatto facile da trasportare. Nonostante la forma compatta garantisce la stessa efficacia nella delle macchine più grandi. Completa di funzioni utili come le impostazioni di rampa di facile regolazione, la regolazione automatica dell'altitudine, perdite di compensazione e raccolta dei dati su scheda SD (solo per LTK305-310). La stabilità di pressione rafforzata e l'algoritmo clinicamente dimostrato rendono la nuova serie XT ancora più confortevole, con l'introduzione della funzione di massima pressione PVA.

## Cos'è OSA (Obstructive Sleep Apnea)

L'apnea ostruttiva nel sonno (Obstructive Sleep Apnea - OSA) è una condizione in cui un'ostruzione intermittente e ripetitiva del tratto respiratorio superiore porta a un arresto completo (apnea) o parziale (ipopnea) del flusso d'aria della respirazione durante il sonno. La sindrome varia a seconda del livello di rilassamento della lingua e del muscolo del velo palatino. Il trattamento più comune per l'OSA è la pressione positiva continua della via aerea (Continuous Positive Airway Pressure - CPAP). I dispositivi CPAP possono fornire una pressione d'aria costante nella via aerea superiore attraverso una mascherina. Questa pressione di aria costante può mantenere aperta la via aerea durante il sonno, in modo da evitare l'OSA.

### Tabella di comparazione

Modelli	LTK300	LTK305	LTK310		LTK300	LTK305	LTK310
Auto-regolazione della pressione			•	Segnalazione di efficacia			•
Funzione limitatrice della pressione PVA			•	Report di conformità	•	•	•
Compensazione delle perdite	•	•	•	Aggiornamento remoto della regolazione della pressione			•
Allarme di bassa pressione		•	•	Funzione orologio / sveglia			•
Raccolta di dati da scheda SD		•	•	Umidificatore riscaldato integrato	•	•	•

## Accessori necessari al funzionamento della C-PAP (non inclusi)



Cod. prodotto  
**LTK340** (Small)  
**LTK341** (Medium)  
**LTK342** (Large)  
Maschera nasale



Cod. prodotto  
**LTK335** (Small)  
**LTK336** (Medium)  
**LTK337** (Large)  
Maschera facciale per pazienti  
che hanno difficoltà respiratorie



Cod. prodotto  
**LTK345**  
Tubo flessibile

## Accessori optional



Cod. prodotto **LTK350**  
Borsa per il trasporto



Cod. prodotto **LTK355**  
Convertitore 12V/24 a  
tensione alternata AC



Cod. prodotto **LTK330**  
Umidificatore con 6 livelli di regolazione per fornire l'umidificazione ottimale in base alle esigenze individuali. Capacità del serbatoio di 450ml per assicurare un'umidificazione sufficiente per dormire 8 ore.



## Caratteristiche tecniche

Serie XT			
Codici prodotto	LTK300	LTK305	LTK310
<b>Caratteristiche principali</b>			
	Display LCD retroilluminato e interfaccia di facile utilizzo		
	Design compatto leggero e facilmente trasportabile		
	Funzionamento silenzioso		
<b>LTK300</b>	- Livelli preimpostati per cicli semplici ed economici		
<b>LTK305</b>	- Sensori di pressione migliorati per una pressione più accurata		
<b>LTK310</b>	- La variazione di dispersione e la compensazione dell'altitudine automatiche garantiscono un'attenta uscita della pressione ed effetti ottimali nel trattamento		
<b>Specifiche tecniche</b>			
Alimentazione	Alimentazione universale, 100-240V, 50/60 Hz		
Pressione terapeutica*	4 - 20 cm H <sub>2</sub> O (regolabile con incrementi di 0,5 cm H <sub>2</sub> O)		
Tempo di rampa	0 - 45 minuti (regolabile con incrementi di 5 minuti)		
Pressione iniziale di rampa*	3-19 cm H <sub>2</sub> O (regolabile con incrementi di 0,5 cm H <sub>2</sub> O)		
Livello sonoro	28 dBA		
Compensazione dell'altezza	Livello 1-8 per 0-8000 piedi/2438 m quando la pressione è impostata 4-18 cm H <sub>2</sub> O Livello 1- 5 per 0 - 5000 piedi /1524 m quando la pressione è impostata 18.5-20 cm H <sub>2</sub> O		
Pressione iniziale	-	-	5 - 20 cm H <sub>2</sub> O (regolabile con incrementi di 0,5 cm H <sub>2</sub> O)
Pressione massima	-	-	5 - 20 H <sub>2</sub> O (regolabile con incrementi di 0,5 cm H <sub>2</sub> O)
Pressione minima	-	-	4-19 cm H <sub>2</sub> O (regolabile con incrementi di 0,5 cm H <sub>2</sub> O)

\* LTK310 A-PAP può essere utilizzata anche in modalità C-PAP. Questa funzione è attivabile solo da personale medico previa richiesta Moretti Spa del codice di sblocco

Dimensione e peso				
	L:	P:	H:	
<b>LTK300</b>	148 mm	128 mm	100 mm	800 g
<b>LTK305</b>	L: 148 mm	P: 128 mm	H: 100 mm	800 g
<b>LTK310</b>	L: 255 mm	P: 172 mm	H: 146 mm	620 g