

V-Drive

Movimento elettrico per la tua carrozzina manuale



Dati tecnici V-Drive

 larghezza sedile	 velocità massima	 pendenza massima	 autonomia	 alimentazione	 batteria	 peso	 portata massima
390 - 480	6 km/h	8°	ca. 15 km	150 W	2x12V/ 12Ah	11,8 kg (senza batteria)	135 kg*
500 - 600 (versione rinforzata)				200 W (versione rinforzata)	2x12V/12Ah (versione rinforzata)	8,2 kg (batteria)	200 kg* (versione rinforzata)

Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5 mm e 1,5 Kg) * sedia a rotelle incluse.

Comfort

Il sistema V-Drive semplifica i vostri movimenti con la carrozzina manuale. Il V-Drive so-tituisce tutto il lavoro di spinta fatto dall'accompagnatore. Superare una ripida collina, una strada dissestata o semplicemente una gita all'aperto... V-Drive è l'ideale per tutto questo!

La facilità di controllo assicura una qualità ed un confort ottimale, per un uso quotidiano della vostra carrozzina in combinazione del V-Drive.

Sono disponibili due versioni del V-Drive: versione standard (per persone fino a 135 kg) versione rinforzata (per persone fino a 200 kg).



Assemblaggio

L'installazione del V-Drive è disponibile sia per il lato destro che per quello sinistro. Lo smontaggio del V-Drive per il trasporto in auto può essere effettuato molto velocemente. Basta scolle-gare il pacco batteria ed il sistema di guida e si è pronti per partire.

Se preferite non utilizzare il V-Drive durante il tragitto, è sufficiente fissare gli appositi ganci del sistema di guida alle maniglie di spinta della carrozzina, così facendo la vostra carrozzina ritornerà manuale.



Reatime s.r.l.

Via Torino 5
20039 Varedo (MI)
Italia

Tél.: (0039) 0362 55 49 50
Fax: (0039) 0362 54 30 91

Visitate anche il nostro sito Internet: www.reatime.it



VERMEIREN
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.

