

**IMBRACATURA A SEDILE PER TETRAP. CON APPOGGIO DELLA TESTA**

**Descrizione generale:**

Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN ISO 10535.

Struttura regolabile e disponibile in taglie diverse realizzata con tessuto sintetico imbottito, idrorepellente e facilmente lavabile.

Poggiatesta costituito da stecche paravertebrali asportabili.

Maniglie per l'accompagnatore.

Tutti i componenti impiegati per la costruzione dell'ausilio sono facilmente sanificabili perché i tessuti sintetici usati non assorbono e sono ipoallergenici, biocompatibili e atossici.

Portate: 150Kg e 200Kg

COD ISO: 12.36.03.103

**Dati tecnici del prodotto:**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Colore:                   |                   |
| Struttura:                | Tessuto Sintetico |
| Dimensioni (cm):          |                   |
| Volume (m <sup>3</sup> ): | 0                 |
| Peso (Kg):                | 0                 |
| Peso c/imbollo. (Kg):     |                   |
| Antistatico:              | No                |
| Monouso:                  | No                |
| Ignifugo:                 | -                 |
| Manuale d'uso             | con l'ausilio     |

**Dichiarazione di conformità allegata nel manuale.**


**Informazioni commerciali:**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Data documento:  | 07/10/2009   |
| Codice CND       | Y123621      |
| Codice RDM       | 139697/R     |
| Codice ISO 9999: | 12.36.03.103 |

**Garanzia:**

|  |         |
|--|---------|
| Parti mobili, di contatto e componenti elettro/elettronici | 12 mesi |
| Telaio   |         |