



Selettore velocità.
Electronic speed selector.



Acceleratore a pollice (di serie).
In alternativa è disponibile l'acceleratore a manopola.
Finger control accelerator. On request it is available a gas throttle.



Biga.



Batteria al litio, 36 volt. Peso: circa 2,4 kg.
Lithium battery, 36 volt. Weight around 2,4 kg.

VELOCITÀ Speed	AUTONOMIA (per ciclo di carica) Range (with a charge)	DIMENSIONE RUOTA Wheel size	PESO TOTALE (senza batteria) Weight (without battery)	SISTEMA FRENANTE Brake system	BATTERIA AL LITIO Lithium battery
Selez. A 3 livelli 3 level selection	50 km	14" pneumatica 14" pneumatic	da 9,5 kg from 9,5 kg	Freno a disco Disk brake	36 volt

Le foto possono non corrispondere ad ausili in assetto base. / The photos could not show standard version products.

Rivenditore autorizzato - Authorized distributor

OFF CARR s.r.l.
Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) - Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com e-mail:offcarr@offcarr.com

LFRUOTRO Edizione 2014 - L'azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. - Edition 2014 - The company reserves the right to change or improve the products without giving notice.

**RUOTE ENJOY
RUOTINO**



RUOTINO e.NJOY RUOTINO



RUOTINO è una soluzione pratica e veloce che trasforma la necessità di spostarsi autonomamente in puro divertimento ed in tutta sicurezza. E' leggero, poco ingombrante, facile da applicare e da sganciare in completa autonomia. L'attacco può essere universale a pinza o personalizzato.


Si possono percorrere tranquillamente terreni sterrati e pavè. Supera con facilità pendenze impegnative ed il raggio di sterzata è ridotto per muoversi facilmente in ambienti ristretti. E' dotato di serie di segnalatore acustico, fanale a batteria, luci di segnalazione a led ed acceleratore a pollice. In alternativa è disponibile l'acceleratore a manopola.

Può essere dotato, a seconda del modello, di ciclocomputer, cavalletto e cestino.

RUOTINO is a quick and practical solution that safely transforms the need to move independently in pure fun. It is lightweight, small, easy to mount and release in complete autonomy.

The mounting clamp is custom or universal. You can safely travel through rough terrain and cobblestones. It easily overcomes small slopes and its turning radius is reduced to move without issues in confined spaces. It comes standard with buzzer, light, battery led lights and thumb throttle. Is available upon request with the throttle grip. It can be equipped, depending on the model, with rearview mirror, bike computer, stand and basket.

ATTACCO PERSONALIZZATO



ATTACCO A PINZA



1. 2. Attacco completo di guida di scorrimento per favorirne l'inserimento del Ruotino.

Fastening including tube guide to easy assemble Ruotino to the wheelchair.



Attacco universale a pinza. Universal fastening with clamps.