

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 26.03.2015	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP749	Deambulatore pieghevole con 4 puntali doppia funzione
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 4 puntali in gomma Chiusura a 1 pulsante. Doppia funzione fisso e oscillante. Regolabile in altezza ogni 2.5.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31118
Codice di classificazione CND	Y120603
Codice nomenclatore principale	12.06.03.006
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	150 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

VARIANTI			
RP749S – Small	5 Regolazioni		
RP749M – Medium	5 Regolazioni		
RP749L – Large	8 Regolazioni		
PESO E DIMENSIONI			
Peso	Ca. 2500 g.		
Altezza	Small	Medium	Large
	65 – 75 Cm	73 – 83 Cm	80 – 97,5 Cm
Base Trapezoidale	Small	Medium	Large
	50 x 51 x 50 Cm	56 x 52 x 51 Cm	58 x 54 x 51 Cm