

|                               |                      |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 06 – 27.03.2015 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

|        |   |
|--------|---|
| RP755x | Deambulatore sotto ascellare smontabile |
|--------|---|

**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Deambulatori smontabili sottoascellari realizzati per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio cromato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freni, sottoascellari imbottiti con supporto regolabile in altezza, larghezza e profondità. Le regolazioni dei supporti in altezza ed in larghezza permettono l'utilizzazione del prodotto da soggetti di corporatura piccola media o grande. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional). Versione con freni su ruote o su struttura.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Fabbricante ai sensi 93/42     | MORETTI S.P.A.                                |
| Paese di produzione            | CINA  |
| Classe di dispositivo 93/42    | Classe I                                      |
| Codice di classificazione GMDN | 31120   |
| Codice di classificazione CND  | Y120609                                       |
| Codice nomenclatore            | 12.06.09.006 (RP755S) - 12.06.09.009 (RP755F) |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Peso Max sopportabile | 130 kg                                     |
| Confezionamento       | Polietilene stampato / Scatola di Cartone. |

**MATERIALI PRINCIPALI**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Tubo           | Acciaio Cromato   |
| Sottoascellari | Polipropilene     |
| Puntali        | Gomma Antiscivolo |

| PESO E DIMENSIONI                                 |  |
|---|--|
| <b>Base</b>                                       | <i>56 x 75 Cm</i>  |
| <b>Altezza Barra di appoggio</b>                  | <i>97,5</i>  |
| <b>Altezza Supporti</b>                           | <i>113 - 150 Cm Ascellari 101 - 137 Cm Tavolino</i>              |
| ACCESSORI   |  |
| <b>RP757</b>                                      | <i>Sedile Grigio – Codice ISO - 12.06.09.136</i>                 |
| <b>RP757B</b>                                     | <i>Sedile Blu – Codice ISO - 12.06.09.136</i>                    |
| <b>RP759/2</b>                                    | <i>Tavolino imbottito regolabile – Codice ISO - 12.06.09.106</i> |
| VARIANTI  |  |
| <b>RP755S – Freni su ruote</b>                    | <b>RP755F – Freni su struttura</b>                               |
| <b>RP755T – Con tavolino imbottito regolabile</b> |  |