

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

SEDIA PER DOCCIA E WC MOD. BLULINE 2

SCHEDA TECNICA

Produttore: Mediland Srl - V.le delle Industrie 5 – 20020 Arese (MI)

Descrizione: Sedia per la doccia e per il WC

Codice ISO: 09.12.03.103

Codice CND: Y091203 - SEDIA PER WC E DOCCIA

Cod. Prodotto: 856202

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005):
1354822/R

Prodotto: Sedia per la doccia ed il WC realizzata in duralluminio verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione. Schienale e sedile estraibili in PU idrorepellente. Braccioli ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza.

Indicazioni: Concepito per tutte le persone con disabilità permanente o temporanea per consentire l'evacuazione e l'uso della doccia in posizione seduta, in totale sicurezza ed autonomia, ove possibile.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Materiale: Duralluminio 6061 rinforzato verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione

Ruote: 24" posteriori estraibili + N. 2 ruote posteriori 5" (mm 127) con freno e N.2 ruote anteriori 5" (mm 127) senza freno

Schienale : in PU estraibile ed idrorepellente

Sedile: in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica per utilizzo sul WC

Appoggia piedi: in PA+GF (nylon – poliammide rinforzato), regolabili in altezza, estraibili
Munito di dispositivo WC

Larghezza seduta: cm 44

Profondità seduta: cm 42

Altezza seduta: cm 53,5

Larghezza totale: cm 62

Profondità totale: cm 101

Altezza totale: cm 98

Portata massima: Kg. 160

Peso: Kg. 14,5

Dimensione imballo: 700 x 400 x 610 mm

Conformità: CE - Conforme Medical Device Directive 93/42/EEC - Prodotto di CLASSE 1

