

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 07.06.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP520	Carrozzina pieghevole GO UP! – ARDEA ONE
-------	--

**Destinazione d'uso**

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 30 cm), gomme nere in PU. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 3 cm) con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili ed estraibili con imbottitura in PU. Schienale pieghevole, freni operatore. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	1104526
Codice nomenclatore	12.21.06.045
Norma tecnica di riferimento	ISO 16840

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	150 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU

VARIANTI																	
CP520-40 : Seduta 40 Cm								CP520-43 : Seduta 43 Cm									
CP520-45 : Seduta 48 Cm								CP520-48 : Seduta 48 Cm									
DIMENSIONI																	
Misure in cm																	
CP520-40								40		55							
CP520-43	99	73	42	93	72	48	42+56	43	42	58	26	17,5	30	20	-		150
CP520-45								45		60							
CP520-48								48		63							
ACCESSORI OPZIONALI																	
CPA100-(40/43/45)								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm									
CPA110-45								Seduta WC 45 Cm									
CAR900								Poggiatesta regolabile									
CAR605								Barra antifurto									
CPA500								Tavolino 55x32 Cm									
CPA505								Tavolino sagomato 58x38 Cm									
CPA120V								Pedane elevabili verniciate									
CPA120C								Pedane elevabili cromate									
CBR600								Asta da flebo									
CPR108								Bracciolo elevabile									
Linea sistemi di contenzione KOALA																	
RP245								Cintura di sicurezza tipo auto									
RP247								Cintura di sicurezza con fibbia a scatto									