

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 26.08.2014	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP800	Carrozzina pieghevole COMFY S – ARDEA ONE
-------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Costruita in acciaio verniciato, singola crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito lavabile. Schienale prolungato regolabile in inclinazione per mezzo di pistoni. Prolunga schienale estraibile. Braccioli in PU estraibili. Ruote posteriori in PU senza camera d'aria (Ø 60 cm) a razzi. Ruote anteriori (Ø 20cm) in PU. Ruotine antiribaltamento di serie. Pedane elevabili, girevoli, estraibili ad inclinazione e lunghezza regolabili con poggia gambe in PU regolabili in altezza. Freni operatore sulle maniglie di spinta. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori..

Immagine prodotto



















RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND	Y122106
Codice nomenclatore principale	12.21.06.039

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	100 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																
Struttura	<i>Acciaio</i>															
Seduta	<i>Nylon</i>															
Ruote anteriori	<i>PU</i>															
Ruote posteriori	<i>PU Tubeless</i>															
VARIANTI																
CP800-40 : Seduta 40 Cm – Pedane elevabili								CP800-43 : Seduta 43 Cm – Pedane elevabili								
CP800-46 : Seduta 46 Cm – Pedane elevabili																
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP800-40								40		62						
CP800-43	123	90	44	100/126	75	50	50/64	43	83	65	30	26	60	20	5	100
CP800-46								46		68						
ACCESSORI OPZIONALI																
CAR605	<i>Barra antifurto</i>															
CAR171	<i>Pedane elevabili</i>															
RP245	<i>Cintura sicurezza tipo auto</i>															
RP247	<i>Cintura sicurezza con fibbia</i>															