

**SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO**

Rev. 02 – 08.10.2015

 Modulo **STD**
**CM910**
**Carrozzina Elettrica ARDEA MOBILITY – ESCAPE LX**
**Destinazione d'uso**

Carrozzina elettrica per persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

La struttura in alluminio rende la carrozzina elettrica modello Escape LX della linea Ardea Mobility by Moretti l'ausilio ottimale per gli spostamenti quotidiani di anziani e disabili. Comfort ottimale grazie alla seduta in nylon nero imbottito con schienale imbottito e reclinabile 90°-110°, completa di cintura di sicurezza. Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili. Pedane regolabili in altezza, ribaltabili, complete di cinturino fermatallone. Versione con e senza luci.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>TAIWAN</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice GMDN</b>	<i>31139</i>
<b>Codice Nomenclatore</b>	<i>12.21.27.006</i>
<b>Codice Classificazione CND</b>	<i>Y122127</i>
<b>Peso Max</b>	<i>135 Kg</i>

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Velocità massima</b>	<i>6 Km/h</i>
<b>Raggio di sterzata</b>	<i>865 mm</i>
<b>Massima pendenza di sicurezza</b>	<i>6°</i>
<b>Pendenza massima superabile</b>	<i>12°</i>
<b>Superamento ostacolo</b>	<i>50 mm</i>
<b>Autonomia *</b>	<i>32 Km</i>

\* L'autonomia della carrozzina può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

















**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Batterie</b>	<i>2Pz – 12V 36Ah</i>
<b>Caricabatteria</b>	<i>5A - Esterno – 120/240V (50-60 Hz)</i>
<b>Elettronica Controller</b>	<i>VR11 50 Amp</i>
<b>Motore</b>	<i>2x 200 W</i>
<b>Tipo freno</b>	<i>Elettromeccanico</i>

**VARIANTI**

<b>CM910-46 : Seduta 46 Cm senza luci</b>	<b>CM910L-46 : Seduta 46 Cm con luci</b>
---	--

**PESO E DIMENSIONI PRODOTTO**

Misure in cm																
<b>CM910-46</b>	128	78	40	110	71/81	50	45/57	46	65	63	-	42 senza batteria	32x6	20x5	4	135
<b>CM910L-46</b>																