



## Il montascale compatto e mobile per aerei

Salire e scendere le scale dell'aereo in sicurezza e con facilità

**s-max**  
aviation version  
D161

[www.aat-online.de](http://www.aat-online.de)

Il montascale elettrico **s-max** aviation con poltroncina è un apparecchio compatto che permette il trasporto di persone non deambolanti sulle scale di quasi tutti i tipi di aeromobili. L'apparecchio tutela inoltre il personale abilitato all'utilizzo da infortuni dovuti a sforzi eccessivi con conseguenti dolori lombari o strappi muscolari.

L'apparecchio **s-max** aviation garantisce comfort, dignità e sicurezza per i passeggeri che possono essere trasferiti dall'interno del terminal al posto designato sull'aereo.

Questo apparecchio è attualmente in uso presso diversi aeroporti europei operanti sia a livello regionale che internazionale. Su richiesta possiamo inviarne un elenco.

**s-max** aviation è una soluzione molto economica ma efficace per la gestione dei passeggeri con ridotta mobilità.

La fornitura del montascale **s-max** aviation è comprensiva di una serie di accessori che lo rendono compatibile con le più diverse necessità di utilizzo, inoltre verranno istruiti gli operatori al corretto utilizzo con rilascio di attestato.



Elevata alzata sullo scalino.



Ideen bewegen mehr

- Trasporto dei passeggeri in modo sicuro ed confortevole su e giù dalle scale
- Montascale elettrico alimentato a batteria, evita all'operatore sforzi fisici
- Velocità regolabile per l'adattamento ad ogni situazione d'uso
- Brevettato meccanismo che permette l'impiego anche negli spazi più ristretti dell'aereo
- Dimensioni compatte
- Accessori per soddisfare ogni esigenza



Dimensioni compatte per il trasporto dei passeggeri direttamente al posto riservato.

s-max\_aviation\_i\_09\_2008

## Dati tecnici

Portata max.	160 kg
Peso apparecchio	36 kg
Max. altezza scalino	25,5 cm
Motore	24 V DC
Velocità regolabile in modo linear	da 8 a 23 scalini al minuto
Batteria	2 x 12 V / 3,3 Ah al piombo sigillata, ricaricabile
Capacità batteria	fino a 300 scalini a seconda del peso passeggeri
Larghezza seduta	379 mm
Larghezza manico guida	474 mm
Garanzia	24 mesi

Siamo a Vostra disposizione per organizzare una dimostrazione gratuita senza alcun impegno.

L'apparecchio s-max aviation è stato ideato per poter essere utilizzato sulla maggior parte degli aerei di linea dove si è rivelato molto efficiente anche in quelli di piccole dimensioni.

Tra questi citiamo per esempio alcuni modelli quali: Avro RI, ATP, ATR, CRJ, Dash 8, Dornier 328, Embraer, Fokker 50 / 100 oder Saab 340 / 2000



Ideen bewegen mehr

MEDIMEC INTERNATIONAL SRL  
Via Proventa n. 52 · 48018 Faenza (RA)

Tel.: 05 46.46 870 · Fax: 05 46.46 467  
medimec@medimec.it · www.medimec.it