



c-max U2 è il montascale ideale per qualsiasi situazione di impiego, alleggerendo il personale addetto al trasporto dalla fatica fisica ed evitando allo stesso tempo il rischio di infortuni sia per i pazienti che per gli assistenti. Pieghevole e riponibile all'interno dell'automezzo, occupa pochissimo spazio ed è sempre pronto all'uso.

Con il montascale *c-max U2* con poltroncina integrata è possibile trasportare persone inferme

- senza alcuno sforzo né fatica da parte dell'assistente
- in modo sicuro e confortevole
- su qualsiasi tipo di scala

Un aiuto sicuro e maneggevole per i trasferimenti su scale

Stabile e robusto, è conforme al D.L. 626 per la sicurezza sul lavoro.



Ampia gamma di **accessori**: cavo per ricarica in auto; supporto per bombola d'ossigeno; cinture di sicurezza; poggiatesta; dispositivo di ancoraggio



Dati tecnici

Portata massima	120 Kg
Velocità di salita	23 gradini/min*
Autonomia con una carica	15-30 piani**
Altezza scalino	21 cm max
Altezza	113 cm
Larghezza	45 - 65 cm
Profondità	43 - 85 cm
Accumulatori	2 x 12 V / 5 Ah
Motore	24 V
Peso batterie	4,4 Kg
Peso totale (senza batterie)	35,7 Kg

* regolabile senza scatti, in modo lineare

** in relazione al peso dell'utente



c-max U2 richiuso, pronto per essere riposto sull'automezzo

Caratteristiche essenziali

- Adatto a tutti i mezzi di trasporto
- Richiudibile, ideale per il trasporto
- Regolazione lineare della velocità
- Utilizzabile su tutti i tipi di scale, anche le più strette o a chio-ciola
- Non richiede manutenzione e garantisce affidabilità grazie ad un innovativo e collaudato sistema di movimento
- Ampia gamma di accessori: cavo per ricarica in auto; supporto per bombola d'ossigeno; cinture di sicurezza; poggiatesta; dispositivo di ancoraggio



Preciso ed affidabile dispone di freni automatici che si attivano automaticamente sul bordo di ogni scalino

Prove gratuite a domicilio e senza impegno.

c-max U2 è riconducibile al Nomenclatore Tariffario
Cod. ISO: 18.30.12.006



c-max U2 rispetta la direttiva
93/42/CE relativa ai prodotti medici

Distribuito da Medimec® International srl