

TIGA SUB4

LA LEGGEREZZA È
NEMICA DEI LIMITI

**MENO DI 4 KG*:
GARANTITO!**

* ESCLUSI RUOTE E CUSCINO



LA NOSTRA CARROZZINA PIU' LEGGERA!

Nel 1988 abbiamo intrapreso un viaggio: costruire carrozzine con telaio rigido superleggero completamente su misura che a quei tempi erano semplicemente introvabili.

Quasi 30 anni più tardi, seguiamo ancora la stessa filosofia e Sub4 non fa eccezione. Prodotta in alluminio aeronautico, Sub4 è stata progettata con amore, passione e determinazione per offrire la carrozzina su misura più leggera, senza scendere a compromessi.

Noi crediamo che anche un singolo grammo faccia la differenza per cui ogni componente, fino ad arrivare a rondelle e viti, è stato ottimizzato per offrire ai nostri clienti una carrozzina fatta su misura dal peso garantito* inferiore a 4 kg: benvenuti nel mondo Sub4!

*Esclusi ruote e cuscino



Fatta su
MISURA

gk

TIGA SUB4

**MENO DI 4 KG*:
GARANTITO!**

*ESCLUSI RUOTE E CUSCINO



SUB 4 KG: GARANTITO, NESSUNA BRUTTA SORPRESA ...

Il vostro telaio fatto su misura è garantito per un peso inferiore a 4 kg, noi scriveremo addirittura il peso esatto sul vostro telaio certificato.

Questo peso include tutti i componenti di base: freni compatti, spondine in fibra di carbonio con bordi avvolgenti, ruote anteriori con forcelle Frog Legs e teli di rivestimento.

Le ruote posteriori e il cuscino non sono compresi dato che possono essere facilmente rimossi per il trasporto.





TIGA SUB4

I BENEFICI DELLA LEGGEREZZA

Più la carrozzina è leggera, meno energia è necessaria per spingerla, è semplice.

Sappiamo che basta ridurre davvero di poco il peso per rendere un po' più facile caricare e scaricare dall'auto la carrozzina, immaginate che cosa possa fare per voi una riduzione di peso così importante!

Sub4 scorre senza sforzo grazie al telaio rigido e superleggero, ma non pensate che abbiamo rinunciato alla qualità per ottenere questo. Sub4 vanta tutte le caratteristiche di TIGA e grazie al fatto che il telaio è molto simile a quello di Tiga nel design e nei materiali, potete essere sicuri che Sub4 non è solamente super leggera, ma anche super resistente!

TIGA SUB4

IL TELAIO SU MISURA DI SUB4

19 modifiche al design per ottenere un peso indicativo del telaio di 1,73 kg

Il telaio, fatto su misura a mano in alluminio, combina perfettamente la parte della seduta e molti componenti per rispondere a tutte le vostre necessità.

Ogni tubo è stato rivisto e analizzato per rimuoverne il peso in eccesso e mantenerne l'affidabilità.

I COMPONENTI DI SUB4

37 modifiche al design per ottenere un peso indicativo di questi componenti di 1,2 kg

Queste parti trasformano un telaio composto da un pezzo unico in un prodotto perfetto, completo di ruote anteriori, spondine, freni e elementi di fissaggio. Ogni componente è stato rivisto e analizzato per rimuovere il peso in eccesso mantenendone la funzione. La configurazione di base "chiavi in mano" include tutto quello di cui avete bisogno, senza sorprese.

I TELI DI RIVESTIMENTO DI SUB4

16 modifiche al design per ottenere un peso indicativo dei teli di 0,8 kg

E per ultimo, ma certamente non meno importante, il rivestimento è composto da telo seduta e telo schienale e rappresenta il collegamento fondamentale tra voi e il telaio per offrirvi un prodotto che cambierà la vostra vita. L'importanza dei teli di rivestimento non è seconda a nulla e ogni zona è stata rivista per rimuovere il peso in eccesso e mantenere funzionalità e versatilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- // Alluminio aeronautico di grado 7 forgiato e cavo
- // Braccetto della forcella ottimizzato
- // Centro di gravità fisso
- // Schienale fisso
- // Tubo della crociera sotto la seduta a profilo sottile
- // Design a tubo unico ottimizzato
- // Assi e perni ottimizzati con manicotti in titanio
- // Colore telaio brushed o polished
- // Sistema di montaggio delle spondine superleggero
- // Sistema di montaggio dei freni superleggero
- // Portata massima 110 kg



Componenti

- // Spondine in fibra di carbonio superleggera con bordi avvolgenti
- // Appoggiapiedi tubolari superleggeri con foro salvapeso
- // Viteria tutta in titanio
- // Freni compatti con sistema di montaggio superleggero
- // Ruote anteriori con forcelle Frog Legs superleggera, 4" x 1.25", con cerchio in alluminio
- // Alloggiamenti dei cuscinetti da sport
- // Braccetto della forcella più corto
- // Asse delle ruote anteriori in alluminio 7075 con viti lunghe in titanio
- // Sistema di montaggio dell'appoggiapiedi superleggero in nylon con sistema di regolazione veloce 'Easy Adjustment System'

Teli di rivestimento

- // Telo seduta regolabile con nuove cinghie in tessuto retato, con fibbie a profilo sottile in titanio
- // Telo schienale regolabile traspirante con imbottitura centrale, copertura della parte centrale in tessuto retato e fibbie a profilo sottile in titanio





TIGA SUB4

DATI TECNICI

TIGA SUB4 // Carrozzina superleggera

Portata massima	110 kg	Lunghezza totale	880 mm
Tipo di telaio	Telaio aperto completamente saldato	Altezza totale	900 mm
Rientro telaio	Su misura	Raggio di inversione	880 mm
Angolo telaio	Su misura	Pendenza max superabile	7° (per utilizzare i freni)
Larghezza seduta	250 - 440 mm	Ruote anteriori	3" / 4" / 5"
Profondità seduta	250 - 440 mm	Ruote posteriori	24" / 25"
Altezza seduta anteriore	380 - 520 mm	Peso carrozzina	Da 6,2 kg
Altezza seduta posteriore	360 - 500 mm	Peso carrozzina smontata	Da 3,6 kg
Altezza schienale	100 - 400 mm	Peso della parte più pesante	2,1 kg
Angolo schienale	Su misura	Parti rimovibili	Ruote posteriori (solo per il trasporto)
Centro di gravità	25 - 125 mm	Colori	23 colori per il telaio, 5 colori anodizzati per i particolari
Campanatura	1° / 2° / 3°	Utilizzo come sedile su un veicolo	Non approvata per essere utilizzata come sedile su un veicolo
Larghezza totale	Max. 680 mm (LS + 240 mm)	Trasporto senza utente	Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)
		Destinazione e condizioni d'uso	Per persone dotate di mobilità limitata (bambini e adulti), per spinta autonoma o con l'aiuto di un assistente, per utilizzo al chiuso e all'aperto.



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it

