

TIGAFEX

» La carrozzina rigida
che si piega su se
stessa



Per persone in movimento!

La carrozzina personalizzata che viene perfettamente incontro alle vostre esigenze, sia nella vita quotidiana che in viaggio.

Viaggi in aereo? Auto piccola? Nessun problema! TIGA fx si piega prendendo la forma di una valigetta 24 ore, l'ideale per entrare in spazi ristretti. TIGA fx può essere riposta nello spazio dedicato al bagaglio a mano e nei bagagliai delle auto più piccole!

Il sistema di chiusura Q-lock assicura tutti i benefici legati ad una carrozzina pieghevole senza comprometterne la resistenza. Il sistema è semplice, pulito e aerodinamico per venire incontro, quando viaggiate, a tutte le vostre necessità. Il telaio viene creato per ognuno di voi, completamente personalizzato in base alle vostre misure, ai vostri bisogni ed alle vostre preferenze individuali.

Caratteristiche principali


- » Telaio personalizzato in alluminio 7020
- » Sistema di chiusura per telaio e schienale Q Lock
- » Scelta tra centro di gravità fisso integrato o regolabile
- » Seduta e schienale ergonomici opzionali
- » Spondine pieghevoli con sistema "fold flat"
- » Pedana integrata con copertura in fibra di carbonio optional
- » Ampia disponibilità di accessori
- » Colori anodizzati per i particolari
- » Teli con sistema Airtech
- » Portata massima 125 kg



Sistema Q-lock per una facile chiusura dello schienale e del telaio anteriore.



Spondine abbattibili all'interno.



La seduta e lo schienale ergonomici ottimizzano la postura dell'utente per migliorare la stabilità, facilitare la propulsione ed aiutare la protezione della pelle.

RUOTA ANTERIORE EXTRA FRONTWHEEL

Permette di viaggiare agevolmente su tutti i tipi di terreni mantenendo le ruote anteriori sempre sollevate rispetto al terreno. Si applica a TIGA, TIGA fx e HiLite.

