

TIGA

» Reazione immediata ai
vostri movimenti



La vostra carrozzina rigida personalizzata per massime prestazioni.

Tiga offre un mondo di sensazioni reagendo immediatamente ad ogni vostro minimo movimento.

La carrozzina TIGA viene costruita a mano utilizzando tecnologie avanzate e materiali di elevata qualità, come l'alluminio 7020, per combinare alla perfezione le vostre misure e i vostri gusti. TIGA vi offre un mondo di sensazioni reagendo immediatamente ad ogni vostro minimo movimento. Apprezzerete l'incredibile rigidità della versione completamente saldata (inclusi il centro di gravità, lo schienale e le pedane). Le grandi prestazioni insieme al design pulito e moderno la rendono estremamente sportiva!

Caratteristiche principali


- » Telaio rigido su misura in alluminio 7020
- » Disponibile con telaio aperto o chiuso
- » Look moderno e sportivo
- » Disponibile con centro di gravità fisso integrato o regolabile
- » Disponibile con schienale fisso integrato o

- con schienale pieghevole
- » Seduta e schienale ergonomici opzionali
- » Ampia scelta di accessori
- » Colori anodizzati per i particolari
- » Teli seduta e schienale Airtech a tensione regolabile
- » Portata massima 125 kg

Telaio aperto



Telaio chiuso



Colori anodizzati per mettere in risalto i particolari.

Supporti laterali integrati regolabili. Più stabilità per gli utenti che hanno bisogno di maggior supporto laterale di quello offerto dal telo schienale. Aiutano la prevenzione della scoliosi o ne evitano il peggioramento.



Seduta e schienale ergonomici opzionali. Migliorano la stabilità, la funzionalità e la protezione della cute.

RUOTA ANTERIORE EXTRA FRONTWHEEL

Permette di viaggiare agevolmente su tutti i tipi di terreno mantenendo le ruote anteriori sempre sollevate rispetto al terreno. Si applica a TIGA, TIGA fx e HiLite.

