

Hi·Lite

» La vostra carrozzina
rigida in titanio



Massima efficienza e comfort di guida

I tubi del telaio da 25 mm, insieme al design semplice e pulito, danno alla HiLite un aspetto classico ed elegante.

Disponibile con telaio chiuso o aperto.

Il centro di gravità regolabile offre la sicurezza necessaria per manovrare con facilità HiLite in ogni momento della vostra vita. **Assaporate il comfort e l'efficienza del telaio rigido perfettamente sagomato in base alla forma del vostro corpo ed alle vostre esigenze.**

Caratteristiche principali

- » Telaio rigido in TITANIO
- » Look elegante con i tubi da 25 mm
- » Guida efficiente e confortevole
- » Disponibile con telaio aperto o chiuso
- » Centro di gravità fisso (integrato nel telaio) o regolabile
- » Disponibile con schienale fisso integrato o con schienale pieghevole
- » Seduta e schienale ergonomici opzionali
- » Ampia scelta di accessori
- » Teli seduta e schienale Airtech a tensione regolabile
- » Portata massima 125 kg

Telaio aperto



Telaio chiuso



Posizione delle forcelle anteriori personalizzata (altezza, larghezza e angolazione). Forcella che permette una distanza da terra molto ridotta.



Supporti laterali regolabili integrati. Più stabilità per gli utenti che hanno bisogno di maggior supporto laterale di quello offerto dal telo schienale.



Il sedile e lo schienale ergonomici ottimizzano la postura dell'utente migliorando la stabilità, facilitando l'autospinta e riducendo il rischio di danno alla cute.



Teli Airtech a tensione regolabile (standard).

