

ICEROSS® TRANSFEMORAL LOCKING



Iceross è la prima cuffia a sospensione progettata per offrire massima stabilità e controllo per gli amputati transfemorali.

Il rivestimento é estremamente resistente, ciò contribuisce a conferire una elasticità e capacità di allungamento senza paragoni.



Si raccomanda l'utilizzo della cuffia Iceross Transfemoral Locking in abbinamento con Icelock 200.

INFORMAZIONI UTENTE

Livello d'amputazione:	Transfemorale
Livello d'attività	Basso, moderato, alto

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Misure:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60
Misure versione conica:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Profilo:	2mm e 3mm
Matrice:	Lunghezza integrale



SISTEMA DI SOSPENSIONE



CON ATTACCO

CARATTERISTICHE



MATRICE



RIVESTIMENTO



SKIN CARE
ATTIVO



CONICAL



SUPERFICIE
INTERNA
SETIFICATA

INFORMAZIONI CODICI PRODOTTO - ICEROSS TRANSFEMORAL

COD. PROD.	PROFILO	SISTEMA DI SOSPENSIONE	MATRICE
I-7032XX	Standard 2mm	Con attacco	Lunghezza integrale
I-7132XX	Conical 3mm	Con attacco	Lunghezza integrale