



ICEROSS SEAL-IN® X5 TRANSFEMORAL



La cuffia Iceross Seal-In X5 TF è la prima cuffia che incorpora cinque membrane sigillanti che si conformano al moncone e alla parete interna dell'invasatura, garantendo così una sospensione sicura sotto vuoto.

La pressione è sempre inversamente proporzionale alla forza di sospensione necessaria, garantendo così ottimi livelli di stabilità, comfort e controllo.

Si raccomanda l'utilizzo della Iceross Seal-In X5 in abbinamento con la valvola Icelock 500.



INFORMAZIONI UTENTE

Livello d'amputazione: Transfemorale

Livello d'attività: Basso, moderato, alto

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Misure: 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55

Misure versione conica: 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Profilo: 3mm

Matrice: Lunghezza integrale

SISTEMA DI SOSPENSIONE



SEAL-IN X5

CARATTERISTICHE



MATRICE



RIVESTIMENTO



SKIN CARE
ATTIVO



MENTOLO



CONICAL



SUPERFICIE
INTERNA
SETIFICATA

INFORMAZIONI CODICI PRODOTTO - ICEROSS SEAL-IN X5 TRANSFEMORAL

COD. PROD.	PROFILO	SISTEMA DI SOSPENSIONE	MATRICE
I-TF673XX	Standard 3mm	Seal-In X5	Lunghezza integrale
I-TF678XX	Conico 3mm	Seal-In X5	Lunghezza integrale