

## SCHEDA TECNICA N° 121

**NOME PRODOTTO** SPORTRIDER

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE** Scooter elettrico con elevate prestazioni tecniche. Sedile deluxe super comfort, kit illuminazione, sistema di sospensioni attive sia posteriori che sulla forcella anteriore del manubrio optional un portapacchi dotato di serratura.

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XL3-II- Scooter Sportrider	SPORTRIDER II

### INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
Wu's Tech Co., Ltd NO. 225 Yuan Peir St., Hsin-Chu, Taiwan	Drive Medical Limited Ainleys Industrial Estate Elland West Yorkshire England HX5 9JP

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	NERO
<b>Dimensioni</b>	Ingombro larghezza: 76 cm Profondità totale: 166 cm Altezza sedile da terra: 62 cm Altezza sedile- pedana: 47 cm Altezza pedana terra: 10,4 cm Larghezza seduta: 51 cm Velocità massima: 15 km/h Pendenza massima: 10° Autonomia: 23-35 km Ruota anteriore: 2,75-14 Ruote posteriori: 2,75-14
<b>Peso</b>	188 KG
<b>Portata massima</b>	182 KG
<b>Alimentazione Elettrica</b>	Batterie: 2 da 12 V 75/100 Ah Motore: 4 poli 1300W 4300rpm Centralina: Dynamic Rhyno II 160A
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio