

SCHEDA TECNICA N° 118

NOME PRODOTTO CUTIE S16L

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scooter di taglia media.
Agile e maneggevole, garantisce sicurezza dando stabilità grazie alle sue sospensioni.
Disponibile come accessorio il sedile con poggiatesta.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1427R6013 - Scooter Cutie S16L	CUTIE S16L
94018058	Borsa + portabastone
94018036	Cestino Posteriore
94219001	Cestino Anteriore
94018027	Porta Bombola Ossigeno
94088010	Portastampelle
S37-005-00800	Portabastone

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. NO. 6, ROAD 25, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG. TAIWAN R.O.C.408	Eurom-service ldt. Helmholtzstr. 2-9 D-10587 Berlin, Germany

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ROSSO
--------	-------

Dimensioni	Ingombro larghezza: 65 cm Profondità totale: 120 cm Altezza sedile da terra: 70 cm Altezza sedile- pedana: 44 cm Altezza pedana terra: 18 cm Larghezza seduta: 46 cm Velocità massima: 10 km/h Pendenza massima: 6° Autonomia: 24 km Ruote anteriori: 90/70-6 Ruote posteriori: 90/70-6
------------	---

Peso	83 KG
------	-------

Portata massima	135 KG
-----------------	--------

Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 da 12V 36 Ah Motore: 4 poli da 450W 21:1 Centralina: S-Drive 120A
-------------------------	---

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio