

**LECKEY**°

**SUNRISE**  
MEDICAL

Squiggles  
Stander

~~Squiggles~~  
Squiggles



# LECKEY<sup>o</sup>

L'unione fa la forza.

Lavoriamo tutti i giorni con medici, terapisti e utenti per progettare soluzioni che tengano conto delle esigenze sia funzionali sia estetiche. Grazie alle più recenti tecnologie e conoscenze cliniche offriamo risposte pratiche che facilmente si integrano nella vita di tutti i giorni, perché per noi vivere significa muoversi, divertirsi, partecipare attivamente.


  
Squiggles



Ci prendiamo cura della vostra postura durante tutta la giornata. Vi supportiamo quando siete seduti o in piedi, mentre camminate o giocate e anche in bagno mentre vi godete un bel bagno rilassante...





A black and white photograph of a young child sitting in a stroller. The child is wearing a dark-colored protective harness with large, light-colored circular pads on the chest, waist, and knees. The child has their mouth wide open in a joyful expression. The stroller is positioned in a playroom, with a toy shelf containing various items like a monkey plushie and a doll visible in the background. A window with a 'FIRE EXIT Keep clear' sign is also visible.

La corretta formazione delle articolazioni delle anche è particolarmente importante per prevenire eventuali lussazioni e la statica stimola la formazione appropriata della testa del femore e dell'acetabolo. La posizione eretta favorisce il rafforzamento e l'allungamento della muscolatura.

Stare in piedi è molto importante anche dal punto di vista psicologico, in quanto consente al bambino di relazionarsi con i suoi coetanei stando alla stessa altezza.

**Stare in piedi è molto importante. La posizione eretta permette alla forza di gravità di facilitare le funzioni metaboliche. In piedi il bambino sostiene il proprio peso con lo scheletro e le articolazioni, questo contribuisce a formarle correttamente, a rafforzarle e mette in azione tutta la muscolatura antigravitaria.**



---

La statica Squiggles Stander è estremamente versatile: garantisce infatti tre modalità posturali diverse, offrendo in un unico ausilio un sostegno in posizione eretta, prona e supina.

---

Può essere regolato in pochi secondi per accogliere bambini di età da 1 a 5 anni.

---

L'ampia possibilità di regolazione dei supporti laterali per il tronco, dei supporti per il posizionamento pelvico e delle ginocchia rendono lo Squiggles Stander un ausilio estremamente efficace dal punto di vista clinico, in grado di offrire soluzioni appropriate alle varie esigenze posturali.

---

Disponibile in 4 colori brillanti, costruito in materiale piacevole al tatto e dal design esteticamente gradevole, dotato di imbottiture facilmente asportabili e lavabili in lavatrice, Squiggles Stander è l'ausilio ideale per la riabilitazione in età evolutiva.

---

Il telaio leggero e robusto è facilmente smontabile per il trasporto, può essere agevolmente trasferito da una base all'altra o smontato velocemente per essere riposto in poco spazio.





4. Appoggiatesta

3. Supporto sternale imbottito

2. Supporti laterali per il tronco con pelotta frontale regolabile

1. Supporti per il posizionamento pelvico

6. Supporti per ginocchia regolabili

8. Base Pivot

5. Pedana regolabile



7. Tavolino con barra di supporto per giochi per tavolino

1. Supporti per il posizionamento pelvico, regolabili in altezza, larghezza, profondità e inclinazione, per garantire al bambino una posizione sicura e confortevole.
2. Anche i supporti laterali per il tronco e la pelotta frontale si regolano in altezza, larghezza, profondità e inclinazione.
3. Il supporto sternale imbottito e regolabile viene utilizzato in posizione prona per favorire l'estensione del tronco e un'ampia libertà di movimento con gli arti superiori. Questo si è dimostrato molto efficace perché favorisce l'estensione del tronco pur permettendo un'ampia libertà di movimento con gli arti superiori.
4. L'appoggiatesta utilizzato in posizione supina garantisce un adeguato supporto al capo e facilita il controllo del campo visivo e le attività di coordinazione oculo-manuale.
5. Pedana e supporti per i piedi regolabili per favorire un adeguato appoggio plantare. I supporti per i piedi vengono ruotati per passare dalla posizione supina a quella prona e viceversa.
6. I supporti imbottiti per le ginocchia sono regolabili ciascuno individualmente in altezza, inclinazione, rotazione e profondità.
7. Il tavolino può essere utilizzato sia in posizione prona, che in posizione supina.
8. La base Pivot permette di regolare agevolmente lo stabilizzatore scegliendo la posizione preferita, da quella più orizzontale a quella più verticale.
9. È dotato di quattro ruote con freno che lo rendono particolarmente maneggevole negli spostamenti.

La versatilità di Squiggles Stander rende questa statica unica dal punto di vista posturale e gestionale, infatti permette ai bambini di trarre tutti i benefici possibili dalla stabilizzazione ortostatica in qualsiasi contesto ambientale.

La base Pivot offre la possibilità di essere regolata in inclinazione, dalla posizione verticale fino a quella quasi completamente orizzontale.

Questo permette di scegliere la posizione ottimale per il bambino. E' dotata di quattro ruote frenabili e piroettanti che la rendono particolarmente maneggevole negli spostamenti in classe o a casa. Il telaio leggero è facilmente pieghevole per il trasporto.

Dimensioni		
Età	1 - 5 anni	
Portata massima	22 kg	
Altezza utente	Min. 750 mm	Max. 1110 mm
Supporto per il tronco	Inclinazione +/- 30°	Regolazione profondità 50 mm
Altezza supporti laterali per il tronco	Min. 550 mm	Max. 820 mm
Distanza tra i supporti laterali per il tronco	Min. 160 mm	Max. 230 mm
Supporti laterali per il bacino	Min. 300 mm	Max. 530 mm
Distanza tra i supporti laterali per il bacino	Min. 160 mm	Max. 230 mm
Distanza fra la linea mediana dei supporti per le ginocchia	Min. 140 mm	Max. 215 mm
Inclinazione piatto pedana	da - 10° a + 10°	

Misure tavolino		
Altezza Tavolino - Prono (dalla pedana al bordo superiore del tavolino)	Min. 555 mm	Max. 825 mm
Altezza Tavolino - Supino (dalla pedana al bordo superiore del tavolino)	Min. 480 mm	Max. 825 mm
Regolazione inclinazione tavolino	Prono 30°	Supino 40°

Telaio e base		
Telaio Stabilizzatore Ortostatico	Peso 7 kg Larghezza 390 mm	Lunghezza 680 mm Altezza 390 mm
Base Pivot (aperta)	Peso 5,5 kg Larghezza 550 mm	Lunghezza 820 mm Altezza 515 mm
Base Pivot (chiusa)	Peso 5,5 kg Larghezza 550 mm	Lunghezza 700 mm Altezza 300 mm



## Stabilizzatore Ortostatico Supino

### Colori



Verde



Arancione



Azzurro



Rosa

## Accessori



Appoggiatesta planare senza  
imbottitura



Appoggiatesta anatomico  
avvolgente



Appoggiatesta planare



Supporti laterali per appoggiatesta  
planare



Sandaletti mis.1  
Sandaletti mis.2



Barra di supporto per giochi per  
tavolino

## Base

Base Pivot con  
pistone a gas.  
Può essere  
regolata con il  
bambino già  
posizionato sullo  
stabilizzatore.



Il produttore James Leckey Design Ltd dichiara sotto la sua unica responsabilità che tutti i prodotti sono conformi alle direttive CEE 93/42, ai requisiti generali ed alle procedure di test regolati dalla normativa EN12182 per le persone disabili.

# LECKEY<sup>o</sup>

Fondata nel 1983,  
Leckey è universalmente  
riconosciuta come  
azienda all'avanguardia  
nella ricerca e sviluppo  
di prodotti in grado di  
fornire ad adulti e bambini  
con bisogni speciali un  
efficace aiuto che permetta  
loro di partecipare  
attivamente a tutte le  
attività della vita  
quotidiana.

Noi utilizziamo un approccio clinico a tutto campo per ideare e sviluppare i nostri prodotti. Avvalendoci degli studi effettuati con le migliori università e dei test che terapisti occupazionali e fisioterapisti svolgono costantemente con gli utenti e i loro familiari, continuiamo a progettare e perfezionare supporti posturali in grado di soddisfare, in modo semplice ma estremamente efficace, le esigenze posturali che la vita di tutti i giorni, a tutte le età, richiede.

Spaziando dall'intervento precoce, all'infanzia, fino all'età adulta, il team di progettisti, terapisti e bioingegneri della Leckey ricerca continuamente soluzioni che possano conciliare le esigenze cliniche dei professionisti della riabilitazione con le aspettative sociali ed emotive degli utenti e dei loro familiari.

Per ottenere ciò, lavoriamo tutti i giorni con loro e proprio grazie al loro aiuto siamo capaci di realizzare prodotti che ora sono conosciuti in tutto il mondo.

A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento.





# LECKEY<sup>®</sup>



**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale  
29122 Piacenza - Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060  
e-mail: [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it)  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)



Ci prendiamo  
cura della vostra postura  
durante tutta la giornata.  
Vi supportiamo quando  
siete seduti o in piedi,  
mentre camminate  
e giocate e anche in  
bagno mentre vi godete  
un bel bagno  
rilassante...