

PRO-FLEX®



Pro-Flex è stato sviluppato per dare maggior protezione all'arto controlaterale; la caviglia, la cui forza è stata aumentata significativamente, ha una flessione di 27°. Pro-Flex simula i movimenti di biomeccanica e riduce il carico sull'arto controlaterale dell'11%.

- 27° flessione della caviglia
- Aiuta a ridurre il carico sull'arto controlaterale dell' 11%
- Ottimo ritorno energetico
- Innovativo meccanismo articolare
- Cover piede anatomica ed esteticamente gradevole

Össur consiglia l'uso di Pro-Flex in combinazione con il sistema di sospensione sottovuoto Unity®, il quale non comporta alcun aumento di altezza strutturale e solo un aumento di peso minimo e non interferisce con la sua dinamicità. Unity è progettato per fornire una sospensione ottimale con le cuffie Icross Seal-In®, stabilizzando le oscillazioni di volume del moncone, conferendo così una maggior vestibilità dell'invasatura per l'intero arco della giornata.



Informazioni utente:	
Livello di amputazione:	Transtibiale e Transfemorale
Livello di attività	Basso a moderato
Limite peso:	125 kg

Informazioni Sistema Unity	
Depressione massima:	-23inHg (-600mmHg)
Normale pressione di esercizio:	-16-20 inHg
Peso aggiuntivo del sistema:	75g con pompa, valvola dell'invasatura e tubo


Informazioni piede:	
Categoria:	1-7
Misure:	22-30
Peso del piede (Misura 27, Cat. 5)	920g con kit cover piede
Altezza (Misura 27)	155mm
Altezza tallone:	10mm
Opzioni adattatore:	Giunto piramidale maschio



PRO-FLEX®

INFORMAZIONI ORDINE


PER PIEDE COMPLETO



Al momento dell'ordine si prega di selezionare il kit modulo pompa Unity in base alle dimensioni del modulo piede: Unity verrà premontato sul piede. Per maggior comodità e compatibilità di sistema, si consiglia il kit valvola Unity come mezzo di collegamento all'invasatura.

Per le schede di selezione delle cuffie e per i codici prodotto, fare riferimento alle pagine di Icross Seal-In.

PER PIEDE COMPLETO CON UNITY




GUIDA PER LA SCELTA DELLA CATEGORIA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125
Livello di attività basso								
Misura 22	1	1	2	3	4	N/A	N/A	N/A
Misura 23-24	1	1	2	3	4	5	N/A	N/A
Misura 25-26	2	2	2	3	4	5	6	7
Misura 27-28	N/A	N/A	N/A	3	4	5	6	7
Misura 29-30	N/A	N/A	N/A	N/A	4	5	6	7
Livello di attività moderato								
Misura 22	1	2	3	4	N/A	N/A	N/A	N/A
Misura 23-24	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A
Misura 25-26	2	2	3	4	5	6	7	N/A
Misura 27-28	N/A	N/A	3	4	5	6	7	N/A
Misura 29-30	N/A	N/A	N/A	4	5	6	7	N/A

PRO-FLEX®



INGOMBRO



*Nota: Pro-Flex con Unity ha la stessa altezza di Pro-Flex.

KIT

PRO-FLEX



Include:

- Modulo piede
- Giunto piramidale maschio
- Kit cover piede
- Calza Spectra nera


*Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere BR alla fine del codice prodotto.

PRO-FLEX®

UNITY

KIT UNITY

Foto	Cod. Prod.	Descrizione	Kit piede per Unity
1	UPF0001	Modulo pompa Unity PFP S25-30	Misure Pro-Flex 22-30
2	UTT0001	Kit Valvola Unity TT	Tutti
3	UTF0001	Kit Valvola Unity TF	Tutti
4	UTF0006	Kit tubo Unity TF	Tutti
	L-5446XX	Kit Icelock 544	Tutti




COMPONENTI DI RICAMBIO UNITY

Cod. Prod.	Descrizione
UPF00011	Componenti UNITY PFP 22-30

Include:

- Ammortizzatore
- Membrana
- Viti di montaggio
- Loctite



KIT PIEDE PER UNITY

PRO-FLEX

COD. PROD.




Include:

- Modulo piede
- Kit cover piede con una calza Spectra nera

Nota: Unity verrà premontato sul piede se ordinato con il codice PFPU

* Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere "BR" alla fine del codice prodotto.




PRO-FLEX®

FINITURE COSMETICHE

KIT COVER PIEDE, BEIGE E MARRONE*

COD. PROD.



Include:

- Cover piede
- Piastra di collegamento
- Calza Spectra nera



* Per ordinare il kit cover marrone, aggiungere "BR" alla fine del codice prodotto.