

SCHEDA TECNICA N° 74

NOME PRODOTTO BONGO

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Letto elettrico Wimed dotato di struttura in legno e rete metallica. Di serie, prevede una coppia di sponde regolabili in altezza, la rete prevede blocchi ferma materasso, quattro ruote piroettanti dotato di freno di stazionamento. La rete è articolata e permette la regolazione elettrica dello schienale e della zona cosce/ piedi. Funzione Trendelenburg e Anti - Trendelenburg di serie. Dispositivo di Nurse Lock del telecomando tramite chiavetta.

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI

Carico massimo di lavoro in sicurezza: 180 KG

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15000013	BONGO
COD.ISO 18.12.10.003	
COD.ISO 18.12.12.103	
COD.ISO 12.30.09.103	
COD.ISO 18.12.27.103	
COD.ISO 24.36.06.103	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

II

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Inclinazione sezione schiena: max 75° Inclinazione sezione cosce: max 30° Inclinazione sezione piedi: max 20° Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg Sponde regolabili: da 8,5 a 36,5 cm Dimensione rete : 90 x 195 cm Ingombro totale: 104 x 212 cm Altezza minima da terra: 30 cm Altezza massima da terra: 70 cm
Portata massima	135 KG
Alimentazione Elettrica	CENTRALINA Tipo: Motek Twinmate Tensione d'ingresso: CA 230 V, ± 10 %, 50 Hz Intermittenza(funzionamento peridiodico del motore):10% (2 min . – 18 min.) Livello di pressione sonora: Max 50 dB PULSANTIERA TIPO: Motek Motori elettrici per regolazione piano rete Tipo: Motek gas spring Intermittenza(funzionamento peridiodico del motore):10% (2 min . – 18 min.)
REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio