

## SCHEDA TECNICA

### WI\_ST 0055\_CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE BUTTERFLY

**NOME PRODOTTO** CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE BUTTERFLY

#### IMMAGINE



#### DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

- Carrozzina elettronica pieghevole progettata per uso interno.
- Meccanismo di chiusura semplice e preciso
  - Peso ed ingombri ridotti
  - Design leggero e accattivante
  - Joystick destro o sinistro con sensibilità regolabile.
  - Disponibile accessorio per guida tramite joystick da parte dell'accompagnatore
  - Schienale regolabile in 4 posizioni
  - Alette regolabili per la contenzione delle gambe
  - Ruotine antiribaltamento di serie
  - Batterie a scomparsa
  - Cavalletto stabilizzante
  - Braccioli ergonomici ribaltabili
  - Pedana richiudibile
  - Confortevole schienale in tessuto
  - Disponibile in tre versioni: Butterfly, Butterfly Plus, Butterfly Large

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
PL001-2004	CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE BUTTERFLY BD/RDM: 1786387 CND: Y122127
PL001-2010	CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE BUTTERFLY-PLUS BD/RDM: 178420 CND: Y122127
PL001-5001	CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE BUTTERFLY-LARGE BD/RDM: 178643 CND: Y122127

## INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
Suzhou KD Intelligent Device Co., Ltd 36 Gugang Road, 215400 Taicang China	Acekare 7 Rue de Mireport 33310 Lormont France

## DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ARGENTO/NERO
--------	--------------

## Dimensioni

Butterfly Cod. PL001-2004  
Larghezza Seduta: 42 cm  
Ingombro Massimo: +24 cm  
Ingombro da Chiusa: 35x62x73 cm  
Profondità Seduta: 42 cm  
Profondità Totale: 90 cm - 101 cm (Antiribaltamento)  
Distanza Seduta-Pedana: 43 cm - 45 cm  
Altezza Schienale: 40 cm  
Altezza Posteriore Seduta: 42 cm  
Altezza Anteriore Seduta: 46, 5 - 48,5 cm  
Altezza Tot: 86 cm  
Pendenza Affrontabile: 12°  
Ruote Posteriori: 8"  
Ruote Anteriori: 7"  
Velocità Massima: 6 Km/h  
Portata Massima: 115 Kg  
Batterie: 2x12V-10Ah  
Autonomia: 15 Km  
Peso Netto: 26,5 Kg

Butterfly Plus Cod. PL001-2010  
Larghezza Seduta: 42 cm  
Ingombro Massimo: +24 cm  
Ingombro da Chiusa: 40x62x82 cm  
Profondità Seduta: 42 cm  
Profondità Totale: 102 cm - 110 cm (Antiribaltamento)  
Distanza Seduta-Pedana: 43 cm - 45 cm  
Altezza Schienale: 54 cm  
Altezza Posteriore Seduta: 43 cm  
Altezza Anteriore Seduta: 46, 5 - 48,5 cm  
Altezza Tot: 95 cm  
Pendenza Affrontabile: 12°  
Ruote Posteriori: 12"  
Ruote Anteriori: 7"  
Velocità Massima: 6 Km/h  
Portata Massima: 150 Kg  
Batterie: 2x12V-10Ah  
Autonomia: 15 Km  
Peso Netto: 29,5 Kg

Butterfly Large Cod. PL001-5001  
Larghezza Seduta: 46 cm  
Ingombro Massimo: +24 cm  
Ingombro da Chiusa: 44x70x83 cm  
Profondità Seduta: 42 cm  
Profondità Totale: 104 cm - 107 cm  
Distanza Seduta-Pedana: 45 cm  
Altezza Schienale: 52 cm  
Altezza Posteriore Seduta: 48 cm  
Altezza Anteriore Seduta: 50 cm  
Altezza Tot: 97 cm  
Pendenza Affrontabile: 12°  
Ruote Posteriori: 12"  
Ruote Anteriori: 7"  
Velocità Massima: 6 Km/h  
Portata Massima: 150 Kg  
Batterie: 2x12V-20Ah  
Autonomia: 15 Km  
Peso Netto: 33 Kg

<b>Peso</b>	Butterfly: 26,5 kg Butterfly Plus: 29,5 kg Butterfly Large: 33 kg
-------------	---

<b>Portata massima</b>	Butterfly: 115 kg Butterfly Plus: 150 kg Butterfly Large: 150 kg
------------------------	--

## Accessori e Ricambi

Cod. 17994028 Attacco per joystick accompagnatore

<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio