

# Rollator Gemino - Guida alla scelta

Scegliete il Gemino che si adatti a voi al 100%

# GEMINO



**GEMINO 20**



**GEMINO 30**



SpeedControl  
PER  
**GEMINO 30**



**GEMINO 30**  
comfort



**GEMINO 60**



**GEMINO 30**  
walker



**GEMINO 60**  
walker



**GEMINO 30**  
parkinson

Rollator dal design ultraleggero. Grande funzionalità alla portata di tutti.



Utilizzo al chiuso e all'aperto

Utilizzo quotidiano



150 kg  
130 kg (M)  
125 kg (S)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)  
1250-1650 mm (S)  
Adatto anche per i bambini

Il nostro originale 100% rollator pluri-premiato combina un'eccellente manovrabilità al chiuso con una grande prestazione all'aperto. Sono disponibili tanti colori ed accessori per una facile personalizzazione.



Utilizzo al chiuso e all'aperto

Utilizzo quotidiano



150 kg  
130 kg (M)  
125 kg (S)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)  
1250-1650 mm (S)  
Adatto anche per i bambini



Raggio di sterzata molto ridotto per grande manovrabilità al chiuso



Facile personalizzazione con i colori per il telaio e le borse colorate. Ampia gamma di accessori

Per una maggiore sicurezza i freni delle ruote posteriori entrano in funzione in caso di accelerazione improvvisa. Perfetto per la riabilitazione.



Utilizzo al chiuso e all'aperto

Utilizzo quotidiano



100 kg



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)  
1250-1650 mm (S)  
Adatto anche per i bambini



Raggio di sterzata molto ridotto per grande manovrabilità al chiuso



In caso di accelerazione improvvisa, le ruote con SpeedControl faranno immediatamente resistenza

Disegnato per offrire comfort camminando sia al chiuso che all'aperto anche su terreni sconnessi. Le ruote molto grandi e morbide rendono più facile il superamento degli ostacoli.



Utilizzo al chiuso e all'aperto, anche su terreni sconnessi

Utilizzo quotidiano / Utilizzo attivo



150 kg  
130 kg (M)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)



Ruote molto grandi e morbide per assicurare il massimo comfort e rendere più facile il superamento degli ostacoli.



Borsa super resistente (10 kg di capacità di carico)

Disegnato per ogni tipo di terreno e per un utilizzo intenso. Leggerissimo, ma solido come una roccia. Tutti i benefici del pluri-premiato Gemino 30 e ancora di più.



Soprattutto per utilizzo all'aperto, anche su terreni sconnessi, occasionalmente al chiuso

Utilizzo attivo/ heavy-duty



150 kg  
150 kg (M)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)



Telaio extra largo ed extra lungo per la massima stabilità



Ruote molto grandi e morbide per assicurare il massimo comfort e rendere più facile il superamento degli ostacoli.



Sedile extra large



Borsa super resistente (10 kg di capacità di carico)

Deambulatore leggero con supporti anti-brachiali. Il compagno perfetto se avete bisogno di maggiore supporto e di stabilità al chiuso. Perfetto per la riabilitazione.



Utilizzo al chiuso

Utilizzo quotidiano/ riabilitazione alla deambulazione



150 kg  
130 kg (M)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)



Supporto anti-brachiale regolabile in altezza per maggiore supporto e stabilità

Supporto e stabilità ottimali, sia al chiuso che all'aperto. Combina le confortevoli caratteristiche di scorrevolezza e stabilità di Gemino 60 e il supporto e la sicurezza che vi aspettereste da un deambulatore.



Utilizzo al chiuso e all'aperto, anche su terreni irregolari

Utilizzo quotidiano/ riabilitazione alla deambulazione



130 kg  
130 kg (M)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)



Supporto anti-brachiale regolabile in altezza per maggiore supporto e stabilità



Telaio extra largo ed extra lungo per la massima stabilità



Ruote molto grandi e morbide per assicurare il massimo comfort e rendere più facile il superamento degli ostacoli.



Borsa super resistente (10 kg di capacità di carico)

Disegnato espressamente per persone affette da Parkinson. E' dotato di freno di rallentamento per consentire un passo più stabile, di sistema di frenata inversa e di luce laser per aiutarvi durante gli episodi di 'freezing'.



Utilizzo al chiuso e all'aperto

Utilizzo quotidiano



130 kg  
130 kg (M)



1500-2000 cm  
1350-1700 cm (M)



Raggio di sterzata molto ridotto per grande manovrabilità al chiuso



Freni ad azione inversa: il rollator si ferma immediatamente appena il freno viene rilasciato.




Il freno di rallentamento offre una resistenza extra e consente un passo più stabile



E' possibile attivare la luce laser per superare gli episodi di 'freezing'

# Rollator Gemino - Dati tecnici

# GEMINO



		GEMINO 20			GEMINO 30			GEMINO 30 comfort		GEMINO 60		GEMINO 30 walker		GEMINO 60 walker		GEMINO 30 parkinson	
		20	20M	20S	30	30M	30S	30	30M	60	60M	30	30M	60	60M	30	30M
<b>DIMENSIONI</b>																	
Portata massima	kg	150	130	125	150	130	125	150	130	150	150	150	130	130	130	130	130
Altezza utente raccomandata	mm	1500-2000	1350-1700	1250-1650	1500-2000	1350-1700	1250-1650	1500-2000	1350-1700	1500-2000	1350-1700	1500-2000	1350-1700	1500-2000	1350-1700	1500-2000	1350-1700
Portata massima cestino/borsa	kg	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	5	5	10	10	5	5
Lunghezza totale <b>A</b>	mm	650	650	680	650	650	680	680	680	740	740	650	650	740	740	650	650
Larghezza totale <b>B</b>	mm	600	600	550	600	600	550	600	600	640	640	610	610	640	640	600	600
Peso totale senza cestino (con cestino)	kg	7,1 (7,3)	7,0 (7,2)	6,6 (6,8)	7,1 (7,4)	7,0 (7,3)	6,6 (6,8)	8 (7,7)	7,8 (7,5)	8,5 (8,8)	8,2 (8,5)	10,6 (10,9)	10,4 (10,7)	11,8 (12,1)	11,6 (11,9)	7,5 (7,8)	7,4 (7,7)
Larghezza tra i centri delle maniglie <b>C</b>	mm	470	470	420	470	470	420	470	470	510	510	255	255	320	320	470	470
Altezza seduta <b>D</b>	mm	620	550	480	620	550	480	640	570	620	530	620	550	620	530	620	550
Altezza totale <b>E</b>	mm	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	800 - 1020	710 - 900	760-950	730 - 830	980 - 1115	840 - 1000	985 - 1155	895 - 985	780 - 1000	690 - 880
Altezza totale piegato	mm	800	760	690	800	760	690	820	770	840	800	970	890	1090	1010	800	760
Lunghezza totale piegato	mm	650	650	680	650	650	680	680	680	740	740	650	650	740	740	650	650
Larghezza totale piegato	mm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	355	355	355	355	230	230
Diametro ruote anteriori <b>F</b>	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36
Diametro ruote posteriori <b>G</b>	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36
<b>PERFORMANCE</b>																	
Raggio di sterzata	mm	840	840	790	840	840	790	88	88	950	950	840	840	950	950	840	840
<b>COLORI</b>																	
Grigio		√	√	√													
Grigio argento					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Champagne					√	√											
Blu notte					√	√	√										
Rosa					√		√										
Verde mela					√	√											
Nero					√												
<b>CERTIFICAZIONI</b>																	
CE		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
EN 12182		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					√	√
ISO 11199-3												√	√	√	√		

CE Rollator Gemino Walker: EN 12182, ISO 11199-3 - Tutti gli altri Rollator Gemino: EN 12182, ISO 11199-2

RB\_Gemino Selection Guide\_IT\_IT\_Rev2

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito [www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)